

3º Edição

CATÁLOGO INDÚSTRIA



LB
LABORCLIN
uma empresa Solabia Group

**CONFIANÇA E
QUALIDADE
HÁ MAIS
DE 50 ANOS**



Quem Somos

A **Laborclin** foi fundada em janeiro de 1968 com o objetivo de atender a demanda do mercado por produtos de qualidade. Desde então produzimos meios de cultura, reagentes, corantes e outros produtos destinados ao uso em laboratórios de análises clínicas, pesquisas biológicas e produtos de uso médico veterinário.

Com o tempo expandimos nossas operações e incluímos outras linhas no nosso portfólio. Atualmente um percentual importante do nosso negócio é representado por produtos para análise de qualidade para as indústrias de alimentos, cosméticos, laticínios, bebidas e laboratórios terceirizados.

Em março de 2020 passamos a fazer parte do Grupo Solabia, multinacional francesa com operações na Europa, Estados Unidos, Israel e Brasil. Fazer parte de um grupo sólido como a Solabia, nos possibilita ter melhores e maiores investimentos em P&D, automatização, inovação e tecnologia.

Representamos no Brasil e América Latina a Biokar Diagnostics, empresa do grupo que é líder de mercado na Europa. Desta forma, fortalecemos ainda mais nosso portfólio passando a oferecer para nossos clientes soluções mais completas.

O foco em qualidade e cuidado com o meio ambiente, foram ainda mais acentuados, fazendo com que toda nossa cadeia esteja comprometida com as atividades e os critérios de fabricação sustentável. A certificação na norma **BPFec** – Boas práticas de fabricação e Controle, comprova nossa preocupação em ações com a qualidade, pois segue os rigorosos critérios da Vigilância Sanitária.

Estamos em um constante processo de aprendizagem e temos em nossos clientes e parceiros, a inspiração para cada dia sermos uma empresa melhor, com ênfase nos aspectos técnico-científicos e qualidade. Conte com mais de 53 anos de experiência e com profissionais qualificados para te atender antes, durante e pós-venda.



Índice

ALIMENTOS

06	Diluição da Amostra
06	Contagem de Mesófilos
06	Contagem de Bolores e Leveduras
06	Contagem <i>Bacillus cereus</i>
06	Contagem de Coliformes Totais e <i>E. coli</i>
06	Contagem de <i>Staphylococcus aureus</i>
09	Atmosfera p/ <i>Clostridium perfringes</i>
09	Pesquisa de <i>Listeria monocytogenes</i>
09	Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2
09	Pesquisa de <i>Salmonella</i> spp

MEDICAMENTOS

12	Diluição da Amostra
12	Contagem de Bactérias Mesófilos
12	Contagem de Bolores e Leveduras
12	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>
12	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
12	Pesquisa de Bactérias Gram-Negativas Bile Tolerantes e <i>Escherichia coli</i>
13	Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2
13	Pesquisa de <i>Salmonella</i> spp
13	Reagentes Necessários p/ Utilização Bac Tray 3

COSMÉTICOS

14	Diluição da Amostra
14	Contagem de Bactérias Mesófilos
14	Contagem de Bolores e Leveduras
14	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>
14	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
14	Pesquisa de Bactérias Gram-Negativas Bile Tolerantes e <i>Escherichia coli</i>
15	Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2
15	Pesquisa de <i>Salmonella</i> spp
15	Reagentes Necessários p/ Utilização Bac Tray 3

ÁGUA

Contagem de Bactérias Mesófilos	16
Contagem de Coliformes Totais e <i>E. coli</i>	16
Água Membrana	16

CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO

Contagem Total de Micro Organismo no Ar	18
Avaliação Contaminação Superfícies - SWAB	18
Avaliação Contaminação Superfícies - RODAC	18
Avaliação de manipuladores	18

SUPLEMENTOS

Suplementos	20
Conservantes Análise Leite	20
Cepas Derivadas ATCC	20

INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS

Instrumentos e Acessórios	21
Esterilização e Controle de Autoclavagem	21
Preparo de Amostra	21
Coloração de Gram	21

CEPAS PADRÃO ATCC

Cepas Padrão ATCC	23
-------------------	----

LINHA BIOKAR

Meios Base	26
Meios de Cultura Desidratados	28
Suplementos	36



Diluição da Amostra

AGUA PEPTONADA-1%-TAMPON.-225mL	
530167	CX 10 FRASCOS
AGUA PEPTONADA-0,1%-225mL	
530168	CX 10 FRASCOS
AGUA PEPTONADA-0,1%-9mL-TB16X150	
510150	CX 10 TUBOS

Contagem de Mesófilos

PLATE COUNT-AGAR-TTC-20mL-PL 90X15	
540171	PCT 10 PLACAS
PLATE COUNT-AGAR-20mL-PL 90X15	
542566	PCT 10 PLACAS
PLATE COUNT-AGAR	
530108	FRASCOS 100mL

Contagem de Bolores e Leveduras

DRBC-AGAR-FUNGOS-20mL-PL 90X15	
540169	PCT 10 PLACAS

Contagem *Bacillus cereus*

MYP-AGAR-B.CEREUS-20mL-PL 90X15	
540168	PCT 10 PLACAS
SANGUE-AGAR-SEG.ISO-20mL-PL 90X15	
540204	PCT 10 PLACAS


Contagem *Clostridium perfringens*

C.P.TSC-AGAR-CLOSTRIDIUM-10X10mL	
530169	CX 10 FRASCOS
LACTOSE SULFITO-MEIO BASE-8mL-TB16X150	
511258	CX 10 TUBOS
LACTOSE GELATINA-10mL-TB16X150	
510100	CX 10 TUBOS

Contagem de Coliformes Totais e *E. coli*

ECC CROMOGENICO AGAR PL 90X15	
540119	PCT 10 PLACAS

Meio de cultura estéril para cultivo, contagem e identificação de Coliformes e *Escherichia coli* para matrizes de alimentos com resultado em 24 horas.



Contagem de *Staphylococcus aureus*

BAIRD PARKER-AGAR-20mL-PL 90X15	
540170	PCT 10 PLACAS
BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92	
510057	CX 10 TUBOS

COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL	
570204	05 FRASCOS 3mL



Confirmação de estafilococos coagulase positiva utilizando plasma de coelho liofilizado com EDTA.

Controle microbiológico em fluidos, superfícies, utensílios e mãos:

NUTRILAB

O produto apresenta algumas combinações de meios de cultura, possibilitando seu emprego em situações diversas:

Nutrilab E é composto por meio PCA (face 1) para contagem de microrganismos totais e meio VRBA (face 2) para isolamento e contagem de coliformes.

Nutrilab F é composto por meio PCA (face 1) para contagem de microrganismos totais e meio Ogye (face 2) para isolamento e contagem de bolores e leveduras.

Nutrilab P é composto por meio ECC (face 1) para isolamento e contagem de Coliformes e E. coli. e meio Baird Parker (face 2) para isolamento e contagem de S. aureus.



SISTEMA PARA GERAÇÃO DE GÁS ATMOSFÉRICO PARA MICROBIOLOGIA



Anaeropack é um produto da MITSUBISHI GAS CHEMICAL,
um sistema completo para geração de anaerobiose/microaerofilia.

✓ **Fechamento hermético**

✓ **Ocupa menos
espaço na estufa**

**Dispensa o uso de
água ou catalisador**

**Distribuidor
exclusivo**



Pesquisa de *Salmonella* spp

RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150	
510160	CX 10 TUBOS
MULLER KAUFFMANN-10mL-16X150	
510177	CX 10 TUBOS
LUGOL P/ TETRATIONATO	
520300	FRASCOS 100mL
NOVOBIOCINA 400 µg	
641236	FR 50 DISCOS

XLD-AGAR-20mL-PL 90X15

540104	PCT 10 PLACAS
--------	---------------




O Ágar XLD (Xilose Lisina Desoxicolato) é usado para isolar *Salmonella* spp em produtos alimentícios, segundo a norma NF EN ISO 6579.

SALMONELLA CROMOGENICO-PL90X15

540117	PCT 10 PLACAS
--------	---------------

Meio de cultura cromogênico, estéril para isolamento e identificação de *Salmonella*.



TRIPLACA-XLD/VER.BRI/SALM.CR.-3X8mL	
540183	PCT 10 PLACAS
LIA-AGAR-LIS/FERRO-5mL-TB 13X100	
510174	CX 10 TUBOS
TSI-AGAR-ENTERICOS-5mL-TB 13X100	
510111	CX 10 TUBOS
BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880108	CX 10 UNID
BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880109	CX 10 UNID
TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	CX 01 UNID

Atmosfera p/ *Clostridium perfringes*

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-2,5L	
570301	CX 01 UNID
JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-7L	
570302	CX 01 UNID
GERADOR ANAEROBIOSE-ANAEROPACK-S/INDICADOR	
570314	CX 10 UNID
INDICADOR ANAEROBIOSE	
570311	PCT 10 UNID
GERADOR ANAEROBIOSE-ANAEROPACK-C/INDICADOR	
570313	CX 10 UNID

Jarra retangular easy close componente do sistema de geração de ambiente anaeróbico, MITSUBISHI GÁS CHEMICAL (MGC).

**Pesquisa de *Listeria monocytogenes***

FRASER-CALDO-1/2 CONC.-225mL	
530166	CX 10 FRASCOS
FRASER-CALDO-10mL-TB 16,5X92	
510165	CX 10 TUBOS
LISTERIA-ALOA-AGAR-PL90X15	
540118	PCT 10 PLACAS
PALCAM-AGAR-20mL-PL 90X15	
540176	PCT 10 PLACAS
XILOSE CALDO-3mL-TB13X100	
510168	CX 10 TUBOS
RAMNOSE CALDO-3mL-TB13X100	
510167	CX 10 TUBOS
TSA-AGAR-YE-5mL-TB 16,5X92	
510166	CX 10 TUBOS
SANGUE-AGAR-SEG.ISO-20mL-PL 90X15	
540204	CX 10 PLACAS
SIM-AGAR-H2S/IND/MOT-5mL-TB13X100	
510173	CX 10 TUBOS
COLORACAO GRAM-CONJ. 4x500mL	
620521	04 FRASCOS 500mL

Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2

OLEO MINERAL	
880104	FRASCO 10mL
CLORETO FERRICO 10%	
880102	FRASCO 10mL
ALFA NAFTOL	
880101	FRASCO 10mL
HIDROXIDO DE POTASSIO 40%	
880103	FRASCO 10mL
KOVACS-REATIVO	
571004	FRASCO 10mL



Diluição da Amostra

TSB-CALDO-90mL-FR TP ROSCA 150mL	
530160	CX 10 FRASCOS
LETHEEN CALDO MOD 90mL FR 150mL	
530161	CX 10 FRASCOS

Contagem de Bactérias Mesófilos

TSA-AGAR-FR	
530163	FRASCOS 100mL
TSA AGAR 20mL PL 90X15 10PL	
540162	PCT 10 PLACAS

Contagem de Bolores e Leveduras

SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15	
540180	PCT 10 PLACAS

Pesquisa de *Staphylococcus aureus*

MANITOL SALT-AGAR-20mL-PL 90X15	
540165	PCT 10 PLACAS

Meio seletivo e diferencial indicado para o isolamento de *Staphylococcus*. Seletividade devido ao alto teor salino e diferenciação através da fermentação de manitol.



BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92	
510057	CX 10 TUBOS
COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL	
570204	05 FRASCOS 3mL

Pesquisa de *Pseudomonas aeruginosa*

CETRIMIDE-AGAR-20mL-PL 90X15	
540164	PCT 10 PLACAS
TIRA DE OXIDASE	
570661	FR 10 TIRAS
BAC TRAY 3-BGN OXIDASE POSITIVA	
880110	CX 10 TUBOS
TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	01 UNID

Pesquisa de Bactérias Gram-Negativas Bile Tolerantes e *Escherichia coli*

EE MOSSEL-CALDO-90mL-FR 150mL	
530164	CX 10 FRASCOS
MAC CONKEY-CALDO-100mL-FR 150mL	
530165	CX 10 FRASCOS
VIOLET RED BILE-AGAR-GLI-20mL-90X15	
540163	PCT 10 PLACAS
MAC CONKEY-AGAR-20mL-PL 90X15	
540147	PCT 10 PLACAS
BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880108	CX 10 UNID
BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880109	CX 10 UNID
TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	01 UNID

Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2

OLEO MINERAL	
880104	FR 10mL
CLORETO FERRICO 10%	
880102	FR 10mL
ALFA NAFTOL	
880101	FR 10mL
HIDROXIDO DE POTASSIO 40%	
880103	FR 10mL
KOVACS REATIVO	
571004	FR 10mL

Pesquisa de *Salmonella* spp

RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150	
510160	CX 10 TUBOS
NOVOBIOCINA 400 µg	
641236	FR 50 DISCOS
XLD-AGAR-20mL-PL 90X15	
540104	PCT 10 PLACAS
BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880108	CX 10 UNID
BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880109	CX 10 UNID
TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	01 UNID

Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 3

KOVACS-REATIVO	
571004	FR 10mL
TIRA DE OXIDASE FR 10 TIRAS	
570661	FR 10 TIRAS
OLEO MINERAL	
880104	FR 10mL





Diluição da Amostra

TSB-CALDO-90mL-FR TP ROSCA 150mL
530160 _____ CX 10 FRASCOS

LETHEEN CALDO MOD 90mL FR 150mL
530161 _____ CX 10 FRASCOS

Contagem de Bactérias Mesófilos

TSA-AGAR-FR

530163 _____ FRASCOS 100mL

Ágar utilizado para o isolamento e cultivo de microrganismos não fastidiosos e fastidiosos, para avaliar contaminações microbiológicas do ar, produtos farmacêuticos e cosméticos.



TSA AGAR 20mL PL 90X15 10PL
540162 _____ PCT 10 PLACAS

Contagem de Bolores e Leveduras

SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15
540180 _____ PCT 10 PLACAS

Pesquisa de *Staphylococcus aureus*

MANITOL SALT-AGAR-20mL-PL 90X15
540165 _____ PCT 10 PLACAS

BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92
510057 _____ CX 10 TUBOS


COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL
570204 _____ 05 FRASCOS 3mL

Pesquisa de *Pseudomonas aeruginosa*

CETRIMIDE-AGAR-20mL-PL 90X15

540164 _____ PCT 10 PLACAS

O Ágar Cetrimide é um meio seletivo para o isolamento e contagem de *Pseudomonas aeruginosa* em amostras de água, produtos farmacêuticos e cosméticos.



TSA-AGAR-YE-5mL-TB 16,5X92
510166 _____ CX 10 TUBOS

TIRA DE OXIDASE
570661 _____ FR 10 TIRAS

BAC TRAY 3-BGN OXIDASE POSITIVA
880110 _____ CX 10 TUBOS

TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Pesquisa de Bactérias Gram-Negativas Bile Tolerantes e *Escherichia coli*

EE MOSSEL-CALDO-90mL-FR 150mL
530164 _____ CX 10 FRASCOS

MAC CONKEY-CALDO-100mL-FR 150mL
530165 _____ CX 10 FRASCOS

VIOLET RED BILE-AGAR-GLI-20mL-90X15
540163 _____ PCT 10 PLACAS

MAC CONKEY-AGAR-20mL-PL 90X15
540147 _____ PCT 10 PLACAS

BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID

BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID

TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 1 e 2

OLEO MINERAL	
880104	FR 10mL
CLORETO FERRICO 10%	
880102	FR 10mL
ALFA NAFTOL	
880101	FR 10mL
HIDROXIDO DE POTASSIO 40%	
880103	FR 10mL
KOVACS REATIVO	
571004	FR 10mL

Reagentes Necessários p/ Util. Bac Tray 3

KOVACS-REATIVO	
571004	FR 10mL
TIRA DE OXIDASE FR 10 TIRAS	
570661	FR 10 TIRAS
OLEO MINERAL	
880104	FR 10mL

Pesquisa de *Salmonella* spp

RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150	
510160	CX 10 TUBOS
NOVOBIOCINA 400 µg	
641236	FR 50 DISCOS
XLD-AGAR-20mL-PL 90X15	
540104	PCT 10 PLACAS
BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880108	CX 10 UNID
BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA	
880109	CX 10 UNID
TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	01 UNID






Água Membrana

M-ECC-AGAR-COLIF/EC-10mL-PL 60X10

540213 PCT 10 PLACAS

Meio cromogênico que detecta simultaneamente coliformes totais e *E. coli*, permite a identificação presuntiva e enumeração destes microrganismos em água potável e bebidas não alcoólicas, conforme Standard Methods.



M-ENTEROCOCCUS-AGAR-10mL-PL 60X10

540175 PCT 10 PLACAS

M-PAC-AGAR-PSEUDOMONAS-10mL-PL60X10

540174 PCT 10 PLACAS

M-CP-AGAR-CLOSTRIDIUM-10mL-PL 60X10

540173 PCT 10 PLACAS



Meio seletivo e diferencial para isolamento e contagem de Clostrídios sulfito redutores e *Clostridium perfringens* em água, através da técnica de membrana filtrante.

MEMBRANA FILTRANTE-MCE-EST.-PORO 0,45µm-DIAM.47mm

570505 BRANCA QUADR. CX 100 UNID

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-2,5L

570301 CX 01 UNID

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-7L

570302 CX 01 UNID

GERADOR ANAEROBIOSE-ANAEROPACK-S/INDICADOR

570314 CX 10 UNID

INDICADOR ANAEROBIOSE

570311 PCT 10 UNID

Coliformes Totais e *E. coli*

AQUATESTE COLI - ONPG/MUG CALDO

510119 CX 200 UNID

Substrato para detecção quantitativa e qualitativa de Coliformes totais e *Escherichia coli* em amostras de água com resultado em 24 horas.



AQUATESTE COLI - ONPG/MUG CALDO

510118 CX 10 UNID

AQUATESTE COLI-COMPARADOR DE COR

510120 FRASCO 100mL

TIOS.SODIO-10mg-FR150mL-ESTERIL

572001 100 FRASCOS

CÂMARA UV 366nm - BIVOLT

916004 1 UNID

TIOS.SODIO-20mg-FR200mL-ESTERIL

572004 PCT 100 FR

TIOS.SODIO-30mg-FR350mL-ESTERIL

572008 PCT 50 FR

Contagem de Bactérias Mesófilos

PLATE COUNT-AGAR

530108 FRASCO 100mL

AQUACULT C.TOT./C.TOT.-PCA/PCA

501311 CX 10 TUBOS

PLATE COUNT AGAR 20mL PL 90X15

542566 PCT 10 PLACAS

PLATE COUNT AGAR TTC 20ML PL 90X15

540171 PCT 10 PLACAS

R2A AGAR HETEROTROF 20mL PL90X15

540166 PCT 10 PLACAS

Aquateste Coli

Teste microbiológico visual para coliformes totais e *E.coli* em água.

RESULTADO EM
24
HORAS

Aquateste coli apresenta muitas vantagens sobre os métodos tradicionais:

- ✓ Inibição de microrganismos não alvo, tais como *Aeromonas*, *Pseudomonas* e *Enterococcus*.
- ✓ Meio em pó, estabilidade superior aos tradicionais em caldo ou ágar
- ✓ Detecção simultânea de coliformes e *E.coli*
- ✓ Método sensível (1,0 UFC/100 mL)





Contagem Total de Microrganismos no Ar

TSA-AGAR-20mL-PL 90X15	
540162	PCT 10 PLACAS
SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15	
540180	PCT 10 PLACAS

Avaliação Contaminação Superfícies - SWAB

GUIA AMOSTRAGEM 10X10cm	
570205	PCT 05 UNID
GUIA AMOSTRAGEM 5X4cm	
570206	PCT 05 UNID
SWAB 902C SRK-10mL-COPAN	
570199	CX 25 UNID
SWAB 922C SRK 10mL COPAN CX 50UN	
570201	CX 50 UNID

Avaliação Contaminação Superfícies - RODAC

Destinado à contagem de microrganismos em superfície.



MCTA-AGAR-RODAC	
540167	PCT 10 PLACAS
PLATE COUNT-AGAR-RODAC	
540172	PCT 10 PLACAS
VIOLET RED BILE-AGAR-LAC-RODAC	
540199	PCT 10 PLACAS
MANITOL SALT-AGAR-RODAC	
540202	PCT 10 PLACAS
SABOURAUD D.-AGAR-4%-RODAC-10PL	
540203	PCT 10 PLACAS

Avaliação de Manipuladores

NUTRILAB:

Laminocultivo utilizado para contagem microbiana em amostras líquidas (inclusive líquidos viscosos), sólidas e superfícies.

NUTRILAB E C.TOT./COL-PCA/VRBL

500103	CX 10 TUBOS
--------	-------------

Nutrilab E é composto por meio PCA (face 1) para contagem de microrganismos totais e meio VRBA (face 2) para isolamento e contagem de coliformes

NUTRILAB F C.TOT/FG.LEV-PCA/OGYE

500106	CX 10 TUBOS
--------	-------------

Nutrilab F é composto por meio PCA (face 1) para contagem de microrganismos totais e meio Ogye (face 2) para isolamento e contagem de bolores e leveduras.

NUTRILAB P EC/SA-ECC/BP

500108	CX 10 TUBOS
--------	-------------

Nutrilab P é composto por meio ECC (face 1) para isolamento e contagem de Coliformes e *E. coli* e meio Baird Parker (face 2) para isolamento e contagem de *S. aureus*.



**Distribuidor
Oficial**

Swab SRK

O **swab SRK** oferece uma
solução simples e conveniente
para o controle microbiológico
de **higienização em
indústrias**.





Suplementos

EGG YOLK C/TELURITO

520089 ————— FRASCO 100mL



Suplemento a base de gema de ovo com telurito de potássio usado para suplementar o Ágar Baird Parker.

EGG YOLK S/TELURITO-25mL

520088 ————— 04 FRASCOS 25mL

Suplemento a base de gema de ovo sem telurito de potássio usado para suplementar o Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina (MYP).



SANGUE CARNEIRO DESFIBRINADO

520246 ————— FRASCO 100mL



Sangue total de carneiro, desfibrinado, utilizado na suplementação de meios de cultura.

Suplementos

SANGUE CARNEIRO DESFIBRINADO

520209 ————— FRASCO 15mL

S.E. SANGUE DE CARNEIRO DESFIBRINADO

905000 ————— BOLSA 500mL

Conservantes Análise Leite

COMPRIMIDO DE BRONONATA

610902 ————— FRASCO 250g

COMPRIMIDO DE AZIDIOL

610903 ————— FRASCO 250g



Instrumentos e Acessórios

ALCA DESCARTAVEL 10μL(H)-COPAN	
670188	PCT 05X20 UNID
ALCA DESCARTAVEL 10μL-REVENDA	
670191	PCT 01X100 UNID
ALCA DESCARTAVEL 1μL(H)-COPAN	
670187	PCT 05X20 UNID
ALCA DESCARTAVEL 1μL-REVENDA	
670190	PCT 01X100 UNID
ALCA DRIGALSKI-FORMATO L	
570181	PCT 10X05 UNID

Esterilização e Controle de Autoclavagem

DETRILAB 50 LITROS-63X80CM	
570670	PCT 10 UNID
DETRILAB 15 LITROS-38X58CM	
570668	PCT 20 UNID
INDICADOR BIOLOGICO 10 UN CLEAN TEST	
670997	PCT 10 UNID

Sistema de restrição de oxigênio

Anaerobiose - Jarra

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-2,5L	
570301	CX 01 UNID
JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-7L	
570302	CX 01 UNID
GERADOR ANAEROBIOSE-ANAEROPACK-S/INDICADOR	
570314	CX 10 UNID
INDICADOR ANAEROBIOSE	
570311	PCT 10 UNID
GERADOR ANAEROBIOSE-ANAEROPACK-C/INDICADOR	
570313	CX 10 UNID

Preparo de Amostra

BOLSA PARA AMOSTRA COM TARJA-EST.-120mL	
570500	CX 500 UNID
BOLSA PARA AMOSTRA COM TARJA-EST.-540mL	
570501	CX 500 UNID
BOLSA P/AMOSTRA SOL/LIQ. C/TARJA-EST.-650mL	
570506	CX 1000 UNID
BOLSA PARA AMOSTRA COM TARJA-EST.-720mL	
570502	CX 500 UNID
BOLSA ESTÉRIL COM ESPONJA	
570402	PCT 20 UNID

Coloração de Gram

COLORACAO GRAM-CONJ. 4x500mL	
620521	04 FRASCOS 500mL
OLEO DE IMERSAO-MICROSCOPIA	
570662	FRASCO 100mL

Microaerofilia

GERADOR MICROAEROFILIA-ANAEROPACK	
570306	CX 10 UNID

Gerador de CO2

GERADOR CO2-ANAEROPACK	
570307	CX 10 UNID

Coleta de Amostra

FRASCO 150mL-ESTERIL	
572002	PCT 100 UNID
FRASCO 200mL-ESTERIL	
572003	PCT 100 UNID
FRASCO 350mL-ESTERIL	
572005	PCT 50 UNID



LANÇAMENTO

CEPAS PADRÃO ATCC®

Garanta a confiabilidade de seus ensaios e métodos microbiológicos utilizando cepas padrão ATCC®, recomendadas para uso em testes de desempenho de meios de cultura, colorações, kits de identificação, verificação e validação de métodos.



- ✓ **5 diferentes linhas de produtos** de microrganismos padrão ATCC® para cada finalidade dentro do laboratório ou indústria.
- ✓ **Cepas qualitativas**, pellets liofilizados em dispositivo de **fácil uso** (Swabs)
- ✓ **Cepas quantitativas** para utilização em testes baseados na **Farmacopeia USP/EP**.



Saiba Mais



CEPAS PADRÃO ATCC®

MICROSWABPLUS ESCHERICHIA COLI	
WDCM 00013 - ATCC 25922	660028
MICROPELLETRT10 ASPERGILLUS BRASILIENSIS	
WDCM 00053 - ATCC 16404	660008
MICROSWABPLUS CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	
WDCM 00007 - ATCC 13124	660026
MICROSWABPLUS SALMONELLA TYPHIMURIUM	
WDCM 00031 - ATCC 14028	660004
MICROPELLETRT PSEUDOMONAS AERUGINOSA	
WDCM 00026 - ATCC 9027	660007
MICROPELLETRT10 B. SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII	
WDCM 00003 - ATCC 6633	660024
MICROPELLETRT10 ESCHERICHIA COLI WDCM 00012	
WDCM 00196 - ATCC 8739	660012
MICROSWABPLUS PSEUDOMONAS AERUGINOSA	
WDCM 00025 - ATCC 27853	660006
MICROSWABPLUS CANDIDA ALBICANS	
WDCM 00054 - ATCC 10231	660025
MICROSWABPLUS ESCHERICHIA COLI WDCM 00012	
WDCM 00196 - ATCC 8739	660029
MICROSWABPLUS STAPHYLOCOCCUS AUREUS	
WDCM 00034 - ATCC 25923	660002
MICROSWABPLUS S. AUREUS WDCM 00032	
WDCM 00193 - ATCC 6538	660003
MICROSWABPLUS ASPERGILLUS BRASILIENSIS	
WDCM 00053 - ATCC 16404	660022
MICROSWABPLUS PSEUDOMONAS AERUGINOSA	
WDCM 00026 - ATCC 9027	660005
MICROSWAB CANDIDA ALBICANS	
WDCM 00054 - ATCC 10231	660011
MICROSWAB PSEUDOMONAS AERUGINOSA	
WDCM 00026 - ATCC 9027	660016
MICROSWAB ESCHERICHIA COLI	
WDCM 00013 - ATCC 25922	660013
MICROSWAB ESCHERICHIA COLI WDCM 00012	
WDCM 00196 - ATCC 8739	660012
MICROSWAB S. AUREUS WDCM 00032	
WDCM 00193 - ATCC 6538	660019

MICROSWAB ASPERGILLUS BRASILIENSIS	
WDCM 00053 - ATCC 16404	660010
MICROSWABPLUS B. SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII	
WDCM 00003ATCC 6633	660024
MICROSWABPLUS KLEBSIELLA PNEUMONIAE	
WDCM 00097 - ATCC 13883	660027
MICROSWAB SALMONELLA TYPHIMURIUM	
WDCM 00031 - ATCC 14028	660018
MICROPELLETRTPLUS P. AERUGINOSA WDCM 00026	
ATCC 9027 - LOG7	660009
MICROPELLETRT CLOSTRIDIUM SPOROGENES	
ATCC 11437	660001
MICROSWAB KLEBSIELLA PNEUMONIAE	
ATCC 700603	660015
MICROSWAB STAPHYLOCOCCUS AUREUS	
WDCM 00034 - ATCC 25923	660020
MICROSWAB RHODOCOCCUS EQUI	
WDCM 00028 - ATCC 6939	660017
MICROSWABPLUS BACILLUS CEREUS	
WDCM 00001 - ATCC 11778	660023
MICROSWAB STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	
ATCC 49619	660021
MICROSWAB HAEMOPHILUS INFLUENZAE	
ATCC 49766	660014



Bactray I, II e III



Bactray I e II

Sistema destinado à identificação bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidase negativa.



Bactray III

Sistema destinado à identificação bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidase positiva.





LINHA
BIOKAR



Biokar

A Biokar é a divisão de microbiologia do grupo Solabia, dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de meios de cultura desidratados, suplementos e kits de detecção para laboratórios de microbiologia.

Com presença em mais de 40 países, a BOKAR adquiriu reputação internacional pela qualidade de seus produtos e soluções inovadoras. Sendo um dos principais produtores em meios de cultura desidratados e meios pronto para uso.

Tecnologias dominadas

- ✓ Síntese Enzimática;
- ✓ Hidrólise Enzimática Controlada;
- ✓ Síntese por Fermentação e Biocatálise;
- ✓ Extração Vegetal;
- ✓ Química Fina;
- ✓ Microbiologia e Biologia Molecular;

Aplicação nas áreas

- ✓ Cosmética;
- ✓ Farmácia;
- ✓ Bio-Indústria;
- ✓ Nutrição;
- ✓ Diagnósticos;

Índice

24	Meios Base
26	Meios de Cultura Desidratados
34	Suplementos

Legenda

Sob Encomenda

Sob encomenda: 90-120 dias para entrega.

Pronta Entrega

Pronta entrega: Em estoque na Laborclin.

EASY Staph®

Enumeração de estafilococos coagulase-positivos em humanos e produtos alimentares de origem animal e amostras ambientais

CONFIÁVEL

Método validado pela certificação **AFNOR** de acordo com a norma ISO/FDIS16140-2

DESEMPENHO

Detecção de todos os estafilococos coagulase-positivos, incluindo cepas enterotoxigênicas *S. hyicus* e *S. intermedius*

RÁPIDO

Contagem de *Staphylococcus* coagulase **positivo em 22 horas**

ECONÔMICO


Leitura direta de colônias com halo sem confirmação.

O método **EASY Staph®** permite a numeração rápida de estafilococos coagulase-positivos em humanos, produtos alimentares de origem animal e amostras ambientais.



Informações importantes

1. Água peptonada tamponada, sal triptona ou outro diluente recomendado pela NF EN ISO 6887
2. A inoculação precisa ser realizada por método de estriamento ou método espiral, com 50 ou 100uL
3. A leitura pode ser realizada depois de 22 para 72 h de incubação para o método Pour Plate ou espiral e 22 para 48h para inoculação de superfície.



3+1

3+2




Códigos	Descrição	Embalagem	
690047	ÁGAR BACTERIOLÓGICO TIPO A-A1010GC	5 Kg	Sob Encomenda
690048	ÁGAR BACTERIOLÓGICO TIPO A-A1010HA	500 g	Pronta Entrega
690049	ÁGAR BACTERIOLÓGICO TIPO E-A1012GC	5 Kg	Sob Encomenda
690050	ÁGAR BACTERIOLÓGICO TIPO E-A1012HA	500 Kg	Sob Encomenda
690015	EXTRATO DE CARNE BACTERIOLÓGICO-A1710HA	500 Kg	Pronta Entrega
690053	EXTRATO DE LEVEDURA-A1202GC	5 Kg	Sob Encomenda
690054	EXTRATO DE LEVEDURA-A1202HA	500 g	Sob Encomenda
690051	EXTRATO DE MALTE BACTERIOLÓGICO-A1101GC	5 Kg	Sob Encomenda
690052	EXTRATO DE MALTE BACTERIOLÓGICO-A1101HA	500 g	Sob Encomenda
690059	HIDRÓLISE ÁCIDA DE CASEÍNA-A1404HA	500 g	Sob Encomenda
690061	PEPTONA DE CARNE TIPO 2-A1702HA	500 g	Sob Encomenda
690058	PEPTONA DE CASEÍNA (DIGESTÃO ENZIMÁTICA) - CODEX-A1402HA	500 g	Sob Encomenda
690057	PEPTONA DE CASEÍNA (DIGESTÃO ENZIMÁTICA)- CODEX-A1402GC	5 Kg	Sob Encomenda
690060	PEPTONA DE SOJA (PAPAIC DIGEST OF SOYBEAN MEAL) USP-A1601HA	500 g	Sob Encomenda
690055	TRIPTONA (USP)-A1401GC	5 Kg	Sob Encomenda
690056	TRIPTONA (USP)-A1401HA	500 g	Sob Encomenda

Método de
identificação rápida

Iris Salmonella



- ✓ Resultados negativos e liberação de lotes em 37 horas
- ✓ Redução dos custos de Análises
- ✓ Em conformidade com a RDC 331 e IN 60 - ANVISA/2019
- ✓ Método validado pela AFNOR



MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS



Códigos	Descrição	Embalagem	
690009	CALDO BHI - BK015HA	500 g	Pronta Entrega
690036	CALDO DE ENRIQ. P/ ENTEROBACTERIAS (EE - FORMULAÇÃO MOSSEL)-BK127HA	500 g	Pronta Entrega
690255	CALDO DE ENRIQUECIMENTO PARA SALMONELLA-BK194GC	5 Kg	Sob Encomenda
690256	CALDO DE ENRIQUECIMENTO PARA SALMONELLA-BK194HA	500 g	Pronta Entrega
690266	CALDO DE ENRIQ. TAMP. P/ SALMONELLA C/ DUPLA CONC.-BK225GC	5 Kg	Sob Encomenda
690267	CALDO DE ENRIQ. TAMP. P/ SALMONELLA C/ DUPLA CONC.-BK225HA	500 g	Pronta Entrega
690040	CALDO EC (ESCHERICHIA COLI)-BK162HA	500 g	Pronta Entrega
690037	CALDO FRASER II-BK133HA	500 g	Pronta Entrega
690221	FRASER CALDO (II)-BK133GC	5 Kg	Sob Encomenda
690025	CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE (LST)-BK010HA	500 g	Pronta Entrega
690045	CALDO M17-BK012HA	500 g	Pronta Entrega
690041	CALDO MULLER - KAUFFMANN-BK169HA	500 g	Pronta Entrega
690258	CALDO PARA TRIAGEM DE CRONOBACTER (CSB)-BK201HA	500 g	Pronta Entrega
690020	CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS DE SOJA (RVS)-BK148HA	500 g	Pronta Entrega
690029	CALDO SABOURAUD-BK026HA	500 g	Pronta Entrega
690019	CALDO SELENITO CISTINA-BK009HA	500 g	Pronta Entrega
690003	CALDO TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA (TSB) BK046HA	500 g	Pronta Entrega
690070	CALDO TRIPTONA DE SAL (MAXIMUM RECOVERY DILUENT)-BK014HA	500 g	Sob Encomenda
690018	CALDO VERDE BRILHANTE BILE (BGGB)-BK002HA	500 g	Pronta Entrega
690011	CETRIMIDE ÁGAR-BK049HA	500 g	Pronta Entrega
690212	CFC ÁGAR-BK118HA	500 g	Sob Encomenda
690028	CLED ÁGAR-BK020HA	500 g	Pronta Entrega
690202	CLOSTRIDIUM ÁGAR -BK090HA	500 g	Sob Encomenda

MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS

Códigos	Descrição	Embalagem	
690243	CN ÁGAR PARA PSEUDOMONAS-BK165HA	500 g	Sob Encomenda
690260	COLIFORMES CROMOGÊNICO ÁGAR (CCA)-BK204HA	500 g	Sob Encomenda
690073	COLUMBIA ÁGAR-BK019HA	500 g	Sob Encomenda
690251	COMPASS ENTEROBACTER SAKAZAKII -BK188HA	500 g	Sob Encomenda
690014	COMPASS LISTERIA ÁGAR-BK192HA	500 g	Pronta Entrega
690252	COMPASS® BACILLUS CEREUS AGAR-BK189HA	500 g	Pronta Entrega
690264	COMPASS® CC AGAR-BK210HA	500 g	Pronta Entrega
690259	COMPASS® ECC AGAR -BK202HA	500 g	Sob Encomenda
690249	COMPASS® ENTEROCOCCUS AGAR-BK183HA	500 g	Pronta Entrega
690085	DEXTROSE TRIPTONA ÁGAR (DTA)-BK042HA	500 g	Pronta Entrega
690244	DG 18 ÁGAR -BK170HA	500 g	Pronta Entrega
690006	DICLORAN ROSA BENGALA CLORANFENICOL ÁGAR (DRBC)-BK198HA	500 g	Pronta Entrega
690033	ENDO ÁGAR-BK057HA	500 g	Pronta Entrega
690032	EOSINA AZUL DE METILENO ÁGAR (LEVINE)-BK056HA	500 g	Pronta Entrega
690092	ETIL VIOLETA AZIDA CALDO (FORMULAÇÃO LITSKY)-BK061HA	500 g	Sob Encomenda
690095	EUGON CALDO-BK068HA	500 g	Sob Encomenda
690224	EUGON LT 100 ÁGAR-BK137HA	500 g	Sob Encomenda
690225	EUGON LT 100 CALDO-BK138HA	500 g	Sob Encomenda
690066	EXTRATO DE CARNE ÁGAR-BK006HA	500 g	Sob Encomenda
690236	EXTRATO DE LEVEDURA ÁGAR-BK153HA	500 g	Sob Encomenda
690261	EXTRATO DE MALTE DE ORIGEM VEGETAL CALDO-BK205GC	5 Kg	Sob Encomenda
690262	EXTRATO DE MALTE DE ORIGEM VEGETAL CALDO-BK205HA	500 g	Sob Encomenda
690076	FÍGADO COM GLICOSE 0,6% (MEAT LIVER GLUCOSE 0.6% AGAR)-BK024HA	500 g	Sob Encomenda
690238	FÍGADO GLICOSE ÁGAR-BK157HA	500 g	Sob Encomenda
690017	FRASER CALDO-BK115HA	500 g	Pronta Entrega
690240	GIOLOTTI E CANTONI COM TWEEN® 80 CALDO-BK159HA	500 g	Sob Encomenda
690067	GLICOSE CLORANFENICOL ÁGAR-BK007HA	500 g	Sob Encomenda
690250	GLUTAMATO CALDO-BK186HA	500 g	Sob Encomenda

Por que esperar 5 dias para ter o resultado?

Método
SYMPHONY Ágar
Contagem de Bolores
e Leveduras **em 54h**

Diluição (1:10)* da amostra em
Água Peptonada Tamponada
(BK131) ou outro diluente -
conforme NF EN ISO 6887

*Fazer diluições seriadas conforme
necessidade

Stomacher
1mL ou 0,1ml

SYMPHONY® Agar
(BK227)

 **Incubação: 54h a 72h**

Contagem



Rápido
resultado
em 54h.

Fácil
diferenciação
clara entre
Bolores e
Leveduras;

Eficiente
crescimento seletivo
de B&L em amostras
independentemente
da aw.

Confiável
validação AFNOR
Alimentos e
Ração.



Conforme
atende às
especificações
da RDC331 e IN60
- ANVISA 2019

Códigos	Descrição	Embalagem	
690245	HALF FRASER CALDO -BK173GC	5 Kg	Sob Encomenda
690022	HALF FRASER CALDO-BK173HA	500 g	Sob Encomenda
690034	HEKTOEN ENTÉRICO ÁGAR-BK067HA	500 g	Pronta Entrega
690023	IRIS SALMONELLA® AGAR-BK212HA	500 g	Pronta Entrega
690220	KF STREPTOCOCCUS ÁGAR-BK132HA	500 g	Pronta Entrega
690081	KLIGLER ÁGAR -BK034HA	500 g	Sob Encomenda
690368	LACTOSE CALDO-BK082HA	500 g	Pronta Entrega
690093	LACTOSE DESOXYCOLATO 0,1% ÁGAR -BK062HA	500 g	Sob Encomenda
690094	LACTOSE DESOXYCOLATO ÁGAR -BK065HA	500 g	Pronta Entrega
690082	LACTOSE DRIGALSKI ÁGAR -BK036HA	500 g	Sob Encomenda
690075	LACTOSE PÚRPURA DE BROMOCRESOL ÁGAR-BK023HA	500 g	Sob Encomenda
690213	LACTOSE PÚRPURA DE BROMOCRESOL CALDO-BK119HA	500 g	Sob Encomenda
690226	LACTOSE SULFITO CALDO (LS)-BK140HA	500 g	Sob Encomenda
690253	LAURIL COM VANCOMICINA (MLST) CALDO-BK190HA	500 g	Sob Encomenda
690210	LEB CALDO-BK112HA	500 g	Sob Encomenda
690012	M17 ÁGAR-BK088HA	500 g	Pronta Entrega
690005	MACCONKEY ÁGAR-BK050HA	500 g	Pronta Entrega
690207	MACCONKEY CALDO-BK107HA	500 g	Pronta Entrega
690232	MACCONKEY-SORBITOL CT-SMAC ÁGAR BASE-BK147HA	500 g	Sob Encomenda
690086	MALTE ÁGAR -BK045HA	500 g	Sob Encomenda
690200	MAYEUX SANDINE ELLIKER ÁGAR (MSE)-BK087HA	500 g	Sob Encomenda
690027	MEIO TIOGLICOLATO COM RESAZURINA-BK017HA	690027	Pronta Entrega
690201	MRS ÁGAR -BK089HA	500 g	Sob Encomenda
690096	MRS CALDO-BK070GC	5 Kg	Sob Encomenda
690097	MRS CALDO-BK070HA	500 g	Sob Encomenda
690246	MRS DE ORIGEM VEGETAL CALDO-BK176HA	500 g	Sob Encomenda
690031	MUELLER HINTON ÁGAR-BK048HA	500 g	Pronta Entrega
690208	MUELLER HINTON CALDO-BK108HA	500 g	Sob Encomenda

MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS

Códigos	Descrição	Embalagem	
690223	MULLER KAUFFMANN TETRATIONATO CALDO (MKTTN)-BK135HA	500 g	Sob Encomenda
690263	MULLER KAUFFMANN TETRATIONATO COM NOVOBIOCINA CALDO-BK208HA	500 g	Pronta Entrega
690042	NUTRIENTE 2% ÁGAR-BK185HA	500 g	Pronta Entrega
690065	NUTRIENTE CALDO-BK003HA	500 g	Pronta Entrega
690209	OXFORD ÁGAR-BK110HA	500 g	Sob Encomenda
690088	OXITETRACICLINA GLICOSE ÁGAR (OGA)-BK053HA	500 g	Pronta Entrega
690039	PALCAM ÁGAR-BK145HA	500 g	Pronta Entrega
690038	PLATE COUNT AGAR - ÁGAR PADRÃO DE CONTAGEM (PCA)-BK144HA	500 g	Pronta Entrega
690229	PLATE COUNT AGAR - ÁGAR PADRÃO DE CONTAGEM (PCA)-BK144GC	5 Kg	Sob Encomenda
690241	PLATE COUNT AGAR (PCA) COM LEITE-BK161HA	500 g	Sob Encomenda
690247	R2A ÁGAR -BK179HA	500 g	Sob Encomenda
690222	RAPPAPORT VASSILIADIS SEMI SÓLIDO (MSRV)-BK134HA	500 g	Sob Encomenda
690254	RAPPAPORT VASSILIADIS SEMI SÓLIDO (MSRV)-BK191HA	500 g	Sob Encomenda
690204	RCM CALDO-BK094HA	500 g	Sob Encomenda
690080	ROGOSA ÁGAR-BK033HA	500 g	Sob Encomenda
690234	ROSA BENGALA CLORANFENICOL ÁGAR -BK151HA	500 g	Sob Encomenda
690001	SABOURAUD ÁGAR-BK025HA	500 g	Pronta Entrega
690077	SABOURAUD COM CLORANFENICOL ÁGAR-BK027HA	500 g	Sob Encomenda
690002	SAL MANITOL ÁGAR-BK030HA	500 g	Pronta Entrega
690074	SALMONELA - SHIGELLA (SS) ÁGAR-BK022HA	500 g	Sob Encomenda
690078	SANGUE ÁGAR (TSA BASE)-BK028HA	500 g	Sob Encomenda
690257	SESAME DETECÇÃO DE SALMONELLA-BK195HA	500 g	Sob Encomenda
690083	SLANETZ AND BARTLEY ÁGAR -BK037HA	500 g	Sob Encomenda

COMPASS® *Listeria*

Método rápido para detecção de *Listeria spp.* e detecção e enumeração de *Listeria monocytogenes*.

- ✓ Rápido: resultados negativos com liberação de lote em 40h para pesquisa e 48h para contagem.
- ✓ Confiável: validação AFNOR – alimentos e amostras ambientais;
- ✓ Conforme: atende à legislação Brasileira;
- ✓ Econômico: não precisa de equipamento de detecção, somente dois meios de cultura;
- ✓ Fácil: meio cromogênico de fácil leitura; Pode ser utilizado também para as análises segundo a ISO 11290-1.



25g amostra + 225mL Half Fraser (BK133 + BS030)

Stomacher

Incubação: 18h-24h

100µL

Agar Compass *Listeria*® (BK192 + BS070 e BS071)

Incubação: 22h-48h

Leitura

Negativo:
Liberação

Positivo:
Confirmação



Compass® *Bacillus cereus*



RESULTADO EM
24 HORAS

Diluição (1:10)* da amostra em Água Peptonada
Tamponada (BK131) ou outro diluente - conforme NF EN
ISO 6887

**Fazer diluições seriadas conforme necessidade*

Stomacher
1mL ou 0,1 mL

**COMPASS® *Bacillus cereus* Agar
(BK189) + COMPASS® *Bacillus cereus*
Suplemento Seletivo (BS085 ou BS069)**

Incubação: 24h a 27h

Contagem das colônias típicas



Não precisa de
confirmação

Fácil
leitura

Em conformidade
com a RDC331 e
IN60 – ANVISA 2019.

Permite inoculação
em superfície e
em profundidade.

Método validado pela
AFNOR BKR
23/06-02/10 –
Alimentos e Ração.

Códigos	Descrição	Embalagem	
690217	SLANETZ E BARTLEY ÁGAR-BK129HA	500 g	Sob Encomenda
690206	SORO DE LARANJA ÁGAR (OSA)-BK103HA	500 g	Sob Encomenda
690024	SYMPHONY® ÁGAR-BK227HA	500 g	Pronta Entrega
690230	TBX ÁGAR-BK146HA	500 g	Pronta Entrega
690231	TBX ÁGAR-BK146HM	100 g	Pronta Entrega
690084	TCBS ÁGAR -BK040HA	500 g	Pronta Entrega
690214	TERGITOL ÁGAR -BK123HA	500 g	Pronta Entrega
690043	TRIPLO AÇÚCAR DE FERRO ÁGAR (TSI)-BK221HA	500 g	Pronta Entrega
690242	TRIPTOFANO ÁGAR -BK163HA	500 g	Sob Encomenda
690004	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA ÁGAR (TSA)BK047HA	500 g	Pronta Entrega
690087	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA CALDO (TSB)-BK046GC	5 Kg	Sob Encomenda
690248	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA DE ORIGEM VEGETAL-CALDO-BK180HA	500 g	Sob Encomenda
690044	TRIPTONA DE SOJA COM EXTRATO DE LEVEDURA ÁGAR (TSYEA)-BK224HA	500 g	Pronta Entrega
690064	TRIPTONA SULFITO NEOMICINA AGAR (TSN)-BK001HA	500 g	Sob Encomenda
690030	TRIPTOSE SULFITO CICLOSERINA ÁGAR (TSC)-BK031HA	500 g	Pronta Entrega
690233	TSB MODIFICADO CALDO-BK150HA	500 g	Sob Encomenda
690211	UVM CALDO-BK113HA	500 g	Sob Encomenda
690203	VERDE BRILHANTE ÁGAR (FORMULAÇÃO EDEL E KAMPELMACHER)	500 g	Sob Encomenda
690098	VERDE BRILHANTE ÁGAR (FORMULAÇÃO KRISTENSEN)-BK071HA	500 g	Sob Encomenda
690026	VERMELHO VIOLETA BILE GLICOSE ÁGAR (VRBG)-BK011HA	500 g	Pronta Entrega
690013	VERMELHO VIOLETA BILE LACTOSE ÁGAR (VRBL)-BK152HA	500 g	Pronta Entrega
690235	VRBL ÁGAR-BK152GC	5 Kg	Sob Encomenda
690205	WILKINS-CHALGREN ÁGAR-BK101HA	500 g	Sob Encomenda
690069	WORT ÁGAR-BK013HA	500 g	Sob Encomenda
690021	XILOSE LISINA DESOXICOLATO ÁGAR (XLD)-BK168HA	500 g	Pronta Entrega
690016	XLD ÁGAR-BK058HA	5 Kg	Sob Encomenda
690237	XLT4 ÁGAR-BK156HA	500 g	Sob Encomenda



Códigos	Descrição	Embalagem	
691002	CITRATO DE AMÔNIO E FERRO 5% SUPLEMENTO-BS05908	CX 10 vials 90mL	Sob Encomenda
690328	CITRATO DE AMÔNIO E FERRO 5% SUPLEMENTO-BS06208	CX 07 tubos 50mL	Sob Encomenda
690312	CLORANFENICOL 50 MG SUPLEMENTO SELETIVO-BS02108	CX 10 vials	Sob Encomenda
690315	CLORETO DE TRIFENIL TETRAZÓLIO 12,5 MG (TTC)-BS02608	CX 10 vials	Pronta Entrega
690316	CLORETO DE TRIFENIL TETRAZÓLIO 50 MG (TTC)-BS02708	CX 10 vials	Pronta Entrega
691003	COMPASS LISTERIA SUPLEMENTO PARA ENRIQUECIMENTO-BS07008	CX 08 vials (QSP 1L)	Pronta Entrega
691004	COMPASS LISTERIA SUPLEMENTO SELETIVO BS07108	CX 08 vials (QSP 1L)	Pronta Entrega
690330	COMPASS® BACILLUS CEREUS SUPLEMENTO SELETIVO-BS06908	CX 10 vials (QSP 100mL)	Pronta Entrega
690334	COMPASS® BACILLUS CEREUS SUPLEMENTO SELETIVO-BS08508	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
690333	COMPASS® CC AGAR SUPLEMENTO SELETIVO-BS08408	CX 10 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690337	D- CICLOSERINA SUPLEMENTO -BS09408	CX 01 vial 50 ML (p/ 5L)	Sob Encomenda
690335	D-CICLOSERINA SUPLEMENTO -BS09208	CX 10 vials 90mL	Sob Encomenda
691006	D-CICLOSERINA SUPLEMENTO SELETIVO 200 MG-BS00608	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
691005	EGG YOLK SUPLEMENTO COM POLIMIXINA -BS05508	CX 10 vials 50mL	Sob Encomenda
690327	EGG YOLK SUPLEMENTO COM TELURITO-BS06008	CX 10 vials (QSP 50mL)	Sob Encomenda
690329	EGG YOLK SUPLEMENTO-BS06608	CX 10 vials 50mL	Sob Encomenda
691009	FRASER SUPLEMENTO SELETIVO-BS03108	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
690311	GENTAMICINA 25 MG SUPLEMENTO SELETIVO-BS00908	CX 10 vials	Pronta Entrega
691008	HALF FRASER SUPLEMENTO SELETIVO-BS03008	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
690550	HALF FRASER SUPLEMENTO SELETIVO-BS03208	CX 08 vials (QSP 2,25L)	Sob Encomenda
690332	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO -BS07808	CX 10 vials 50ml	Sob Encomenda
690331	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO QSP 225 ML-BS07708	120 pastilhas	Pronta Entrega
690336	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO QSP 90 ML-BS09308	120 tablets	Sob Encomenda

Códigos	Descrição	Embalagem	
690314	MUG 50 MG SUPLEMENTO-BS02408	CX 10 vials	Sob Encomenda
690319	NOVOBIOCINA 10 MG SUPLEMENTO SELETIVO-BS03308	CX 10 vials	Sob Encomenda
690326	NOVOBIOCINA 40 MG SUPLEMENTO SELETIVO-BS05608	CX 08 vials (QSP 2,5L)	Sob Encomenda
690541	OXFORD SUPLEMENTO SELETIVO (CCCFA)-BS00308	CX 10 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690542	OXITETRACICLINA 50 MG SUPLEMENTO SELETIVO-BS00808	CX 10 vials (QSP 550mL)	Sob Encomenda
691001	PALCAM SUPLEMENTO SELETIVO-BS00408	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
690325	PALCAM SUPLEMENTO SELETIVO-BS04908	CX 08 vials (QSP 2,5L)	Sob Encomenda
690702	PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO-BR00208	CX 10 vials p/ 20 reações	Sob Encomenda
691007	POLIMIXINA B SUPLEMENTO SELETIVO-BS00708	CX 10 vials (QSP 500mL)	Pronta Entrega
690540	SAL MARINHO SINTÉTICO -BR00308	100 gramas	Sob Encomenda
690701	SOLUÇÃO DE RINGER COM 1/4 DE CONCENTRAÇÃO-BR00108	100 pastilhas	Sob Encomenda
690549	SULFAMETAZINE 25 MG SUPLEMENTO SELETIVO -BS02808	CX 08 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690321	SUPLEMENTO DE GEMA DE OVO COM TELURITO-BS03608	CX 01 vial 900mL	Sob Encomenda
690552	SUPLEMENTO PARA ÁGAR BAIRD PARKER FIBRINOGENIO (RPF)-BS03408	CX 08 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690323	SUPLEMENTO PARA ÁGAR BAIRD PARKER FIBRINOGENIO (RPF)-BS03808	CX 01 vial 500ml	Sob Encomenda
690322	SUPLEMENTO PARA CEFIXIME TELURITO CT-SMAC-BS03708	CX 10 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690545	SUPLEMENTO SELETIVO PSEUDOMONAS (CFC)-BS02208	CX 10 vials (QSP 500mL)	Sob Encomenda
690324	TERGITOL 4 SUPLEMENTO SELETIVO-BS03908	CX 10 vials (QSP 50mL)	Sob Encomenda

**CONFIANÇA E
QUALIDADE
HÁ MAIS
DE 50 ANOS**



Biokar **Diagnostics**

A **Biokar** é líder de mercado na Europa em seu segmento e oferece um amplo portfólio de produtos para controle microbiológico, incluindo meios de cultura, reagentes e peptonas. É reconhecida por sua expertise em pesquisa e formulação de meios de cultura, e por seu compromisso com inovação, qualidade, rapidez, precisão e facilidade de uso.





+55 41 3661 9001

comercial@laborclin.com.br

laborclin_lb laborclin laborclin

@laborclinprodutosparalaboratorios

R. Casemiro de Abreu, 521
Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-210