

3º Edição

CATÁLOGO CLÍNICA



Quem Somos

A Laborclin foi fundada em janeiro de 1968 com o objetivo de atender a demanda do mercado por produtos de qualidade. Desde então produzimos meios de cultura, reagentes, corantes e outros produtos destinados ao uso em laboratórios de análises clínicas, pesquisas biológicas e produtos de uso médico veterinário.

Com o tempo expandimos nossas operações e incluímos outras linhas no nosso portfólio. Atualmente um percentual importante do nosso negócio é representado por produtos para análise de qualidade para as indústrias de alimentos, cosméticos, laticínios, bebidas e laboratórios terceirizados.

Em março de 2020 passamos a fazer parte do Grupo Solabia, multinacional francesa com operações na Europa, Estados Unidos, Israel e Brasil. Fazer parte de um grupo sólido como a Solabia, nos possibilita ter melhores e maiores investimentos em P&D, automatização, inovação e tecnologia.

Representamos no Brasil e América Latina a Biokar Diagnostics, empresa do grupo que é líder de mercado na Europa. Desta forma, fortalecemos ainda mais nosso portfólio passando a oferecer para nossos clientes soluções mais completas.

O foco em qualidade e cuidado com o meio ambiente, foram ainda mais acentuados, fazendo com que toda nossa cadeia esteja comprometida com as atividades e os critérios de fabricação sustentável. A certificação na norma BPFc – Boas Práticas de Fabricação e Controle, comprova nossa preocupação em ações com a qualidade, pois segue os rigorosos critérios da Vigilância Sanitária.

Estamos em um constante processo de aprendizagem e temos em nossos clientes e parceiros, a inspiração para cada dia sermos uma empresa melhor, com ênfase nos aspectos técnico-científicos e qualidade. Conte com mais de 53 anos de experiência e com profissionais qualificados para te atender antes, durante e pós-venda.



Índice

MICROBIOLOGIA

UROCULTURA	04
PESQUISA GBS / SECREÇÃO URETRAL	04
COPROCULTURA	04
IDENTIFICAÇÃO - COCOS GRAM POSITIVOS	07
IDENTIFICAÇÃO - BACIOS GRAM NEGATIVOS	07
PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA DE MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES	07
NG TEST CARBA 5	10
MICOBACTÉRIAS	10
HEMOCULTURA	10
CULTURA PARA FUNGOS	12
MEIOS DE CULTURA EM GERAL	12
GERADORES DE ATMOSFERA	12
TESTE DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS	15
DISCOS DE ANTIBIÓTICOS – LINHA LABORCLIN	15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEPAS	17
MEIOS DE CULTURA ESPECIAIS	17

ACESSÓRIOS MICROBIOLOGIA E CORANTES

SWABS E MEIOS DE TRANSPORTE	18
ACESSÓRIOS MICROBIOLOGIA	18
REAGENTES	18
CORANTES	21

OUTRAS LINHAS

BIOQUÍMICA - SOLUÇÕES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA	22
URINÁLISE	22
IMUNOLOGIA	22
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE	23
CULTIVO CELULAR	23
MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS – LINHA BOKAR	23

CEPAS PADRÃO ATCC

CEPAS PADRÃO ATCC	27
-------------------	----

**UROCULTURA****- Laminocultivos**

URILAB-CLED/MAC CONKEY

500214 _____ CX 10 UNID

URILAB-TRIO-CLED/MC/E.COLI CROMOGÊNICO

500215 _____ CX 10 UNID

URILAB-TRIO-CLED/MC/E.COLI CROMOGÊNICO


500216 _____ CX 50 UNID

URILAB-TRIO-CLED/CIT/M-NAO CROMOGÊNICO

500218 _____ CX 50 UNID

- Placas**CROMOCLIN US-AGAR-20mL-PL 90X15**

540110 _____ PCT 10 PLACAS



Cód. 540110

Cód. 540111

Cód. 540112

BIPLACA-CROMOCLIN US-AGAR

540111 _____ PCT 10 PLACAS

TRIPLACA-CROMOCLIN US-AGAR

540112 _____ PCT 10 PLACAS

CLED-AGAR-20mL-PL 90X15

540177 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-CLED-AGAR-2X10mL

540205 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-CLED/MAC CONKEY-2X10mL

546988 _____ PCT 10 PLACAS

EMB TEAGUE-AGAR-20mL-PL 90X15

540149 _____ PCT 10 PLACAS

- Frasco

CLED-AGAR

530125 _____ FR 100mL

PESQUISA GBS / SECREÇÃO URETRAL**- Tubos**

TODD HEWITT-CALDO-AB-4mL-TB13X100

510077 _____ CX 10 TUBOS

- Placas

GBS CROMOGÊNICO - 20mL-PL90X15

540221 _____ PCT 10 PLACAS

THAYER MARTIN-AGAR-20mL-PL 90X15

540192 _____ PCT 10 PLACAS

- Laminocultivo

GONOLAB-NEIS.GONORH.-CHOCOLATE/TAYER MARTIN

500999 _____ CX 10 UNID

COPROCULTURA**- Tubos**

GN HAJNA-CALDO-4mL-TB 13X100

510079 _____ CX 10 TUBOS

TETRATIONATO-CALDO-4mL-TB 13X100

510080 _____ CX 10 TUBOS

SELENITO-CALDO-4mL-TB 13X100

510081 _____ CX 10 TUBOS

- Placas

SALMONELLA CROMOGENICO-PL90X15

540117 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-SS-AGAR-SALM.-SHIG.-2X10mL

540197 _____ PCT 10 PLACAS

SS-AGAR-SALMON.-SHIG.-20mL-PL90X15

540152 _____ PCT 10 PLACAS

TRIPLACA-XLD/VER.BRI/SALM.CR.

540183 _____ PCT 10 PLACAS

XLD-AGAR-20mL-PL 90X15

540104 _____ PCT 10 PLACAS



O Ágar XLD (Xilose Lisina Desoxicolato) é utilizado para isolamento de enteropatógenos como *Salmonella* spp e *Shigella* spp.



Ágar Cromogênico Cromoclin


Estudos evidenciam que cerca de 70% das infecções do trato urinário (ITU) estão relacionadas ao microrganismo *Escherichia coli*, conheça o Ágar cromogênico Cromoclin (Laborclin), que facilita a identificação de um dos agentes infecciosos das vias urinárias mais frequentes, geralmente dispensando a realização de provas bioquímicas de identificação bacteriana adicionais.



O CROMOCLIN FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE UM DOS AGENTES INFECCIOSOS DAS VIAS URINÁRIAS MAIS FREQUENTES



DISPENSA A REALIZAÇÃO DE PROVAS BIOQUÍMICAS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA





Bactray I, II e III

O sistema Bactray possui uma variedade de provas bioquímicas, destinadas à caracterização de Bacilos Gram negativos – Oxidase negativos, fermentadores ou não da glicose e Bacilos Gram-negativos oxidase positiva não fermentadores da glicose.

Bactray I

- ✓ Sistema destinado à identificação bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidase negativa.

Bactray II

- ✓ Sistema complementar ao Bactray I destinado à identificação bioquímica de BGN oxidase negativa.

Bactray III

- ✓ Sistema destinado à identificação bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidase positiva.

Identificação bacteriana de Bacilos Gram negativos não fermentadores e fermentadores da glicose.





IDENTIFICAÇÃO

- Cocos Gram Positivos

MTS-CALDO-3mL-TB 13X100	
510108	CX 10 TUBOS
BILI ESCULINA-AGAR-3mL-TB 13X100	
510104	CX 10 TUBOS
DNASE ÁGAR-C/ AZUL DE TOLUIDINA- PL90X15	
540219	PCT 10 PLACAS
MANITOL SALT-AGAR- PL 90X15	
540165	PCT 10 PLACAS
COLUMBIA-CNA-SANGUE-AGAR-20mL-PL90X15	
540178	PCT 10 PLACAS
SANGUE-AGAR-TSA-20mL-PL 90X15	
540159	PCT 10 PLACAS
COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCCOS-3mL	
570204	CX 05 FRASCOS
OPTOQUINA-O-PNEUMOCOCO	
640601	FR 25 DISCOS
BACITRACINA-BA-ESTREPTOCOCO	
640602	FR 25 DISCOS
NOVOBIOCINA-NOV-5µg-ESTAFILOCOCCOS	
640627	FR 25 DISCOS

IDENTIFICAÇÃO

- Bacilos Gram Negativos

RUGAI C/ LISINA-5/2mL-TB 13X100	
510102	CX 20 TUBOS
LMI-LIS/MOT/IND-MILI-5mL-TB13X100	
510106	CX 10 TUBOS
MIO-MOT/IND/ORN-AGAR-5mL-TB13X100	
510047	CX 10 TUBOS
CITRATO SIMMONS-AGAR-3mL-TB13X100	
510014	CX 10 TUBOS
TSI-AGAR-ENTERICOS-5mL-TB 13X100	
510111	CX 10 TUBOS
LIA-AGAR-LIS/FERRO-5mL-TB 13X100	
510174	CX 10 TUBOS
UREIA-AGAR-3mL-TB 13X100	
510012	CX 10 TUBOS
SIM-AGAR-H2S/IND/MOT-5mL-TB13X100	
510173	CX 10 TUBOS
MAC CONKEY-AGAR-20mL-PL 90X15	
540147	PCT 10 PLACAS
CETRIMIDE-AGAR-PL 90X15	
540164	PCT 10 PLACAS
TIRA DE OXIDASE	
570661	FR 10 TIRAS

IDENTIFICAÇÃO

- Bacilos Gram Negativos

- Kits

ENTEROBACTERIAS-KIT-5X10TESTES	
510918	KIT 10 TESTES
BAC TRAY 1-BGN OXIDASE NEGATIVA-CX 10T	
880108	KIT 10 TESTES
BAC TRAY 2-BGN OXIDASE NEGATIVA CX 10T	
880109	KIT 10 TESTES



BAC TRAY 3-BGN OXIDASE POSITIVA-CX 10T	
880110	KIT 10 TESTES

PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA DE MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES

- Placas

ESBL CROMOGÊNICO 20mL PL90X15	
540208	PCT 10 PLACAS



Meio de cultura destinado a triagem e isolamento de Bacilos Gram negativos resistentes as cefalosporinas em amostras de vigilância epidemiológica.

KPC CROMOGÊNICO 20mL PL90X15	
540209	PCT 10 PLACAS


Meio de cultura destinado a triagem e isolamento de Bacilos Gram negativos resistentes aos antimicrobianos cefalosporinas e carbapenêmicos, em amostras de vigilância epidemiológica.





Meios de Cultura Cromogênicos KPC, VRE, ESBL e MRSA

Microrganismos multirresistentes são bactérias resistentes a diferentes classes de antimicrobianos. Devido à facilidade na disseminação desses patógenos, seja por meio do contato pessoa a pessoa, mãos sem a devida higienização e com materiais contaminados, estes microrganismos se tornaram um desafio para o monitoramento epidemiológico e tratamento de infecções serviços de assistência à saúde.



Os meios de cultura epidemiológicos por se tratarem de meios de triagem, requerem testes confirmatórios mais específicos para caracterização da resistência.



Linha Glutol

Sabor: **limão**



^
Saiba Mais






PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA DE MICRORGANISMOS MULTIRESISTENTES

VRE CROMOGÊNICO 20mL PL90X15

540211 ————— PCT 10 PLACAS




Meio de cultura destinado a triagem e isolamento de *Enterococcus* spp resistente a Vancomicina de amostras de vigilância epidemiológica.

MRSA CROMOGÊNICO 20mL PL90X15

540210 ————— PCT 10 PLACAS

Meio de cultura destinado a triagem e isolamento de *Staphylococcus aureus* resistente a Meticilina/Oxacilina de amostras de vigilância epidemiológica.



NG TEST CARBA 5 KIT 20T

646001 ————— KIT 20 TESTES



Teste rápido para detecção de resistência bacteriana.

KPC
NDM
IMP
VIM
OXA

MICOBACTÉRIAS

- Acessórios

OGAWA - DESCONTAMINANTE - TB 5mL
510175 ————— CX 10 TUBOS

MICOBACTÉRIAS

- Tubos

OGAWA KUDOH-BK-9mL-FRASCO
510156 ————— CX 10 TUBOS
LOWENSTEIN JENSEN-BK-5mL-TB16X92
510028 ————— CX 10 TUBOS

HEMOCULTURA

- Manual

HEMOCULT I-TSB-45mL
530133 ————— CX 10 FR
HEMOCULT I-TSB-90mL
530135 ————— CX 10 FR
HEMOCULT I PEDIATRICO-TSB-9mL
530141 ————— CX 10 FR

- Automatizada

BACTIME BC 32

530146 ————— Equipamento



Saiba Mais

EQUIPAMENTO BACTIME BC 128

530148 ————— Equipamento
BACTIME AEROBICO ADULTO CFA-25mL
530150 ————— CX 25 FR
BACTIME ANAEROBICO-CFN-02-25mL
530151 ————— CX 25 FR
BACTIME AEROBICO PEDIATRICO-CFP-03-15mL
530152 ————— CX 25 FR
BACTIME AEROBICO L-FORM-CFL-04-25mL
530153 ————— CX 25 FR



Bactime

O rápido diagnóstico na detecção de microrganismos envolvidos na sepse se faz necessário, para melhor desfecho clínico e prognóstico dos pacientes acometidos.

Para aumento da sensibilidade dos exames de hemocultura, que auxiliam nesse diagnóstico, são recomendadas a utilização de plataformas automatizadas, permitindo uma detecção mais acurada e precoce do possível patógeno. Essa metodologia auxilia ainda na identificação do microrganismo e direcionamento da terapia antimicrobiana, com redução significativa da mortalidade.

✓ **BACTIME** permite uma detecção mais acurada e precoce do possível patógeno.

✓ Conheça a metodologia automatizada **BACTIME** e suas apresentações comerciais (**BC32**, **BC64** e **BC128**).





CULTURA PARA FUNGOS

- Placas

CANDIDA CROMOGÊNICO-20mL-PL 90X15

540115 _____ PCT 10 PLACAS



SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15

540180 _____ PCT 10 PLACAS



Saiba Mais

SABOURAUD D. -AGAR-CLO-20mL-PL90X15

540190 _____ PCT 10 PLACAS

POTATO DEXTROSE-AGAR-20mL-PL 90X15

540201 _____ PCT 10 PLACAS

- Laminocultivo

FUNGLAB-TRIO-SAB.CLO/CAN.CROMO/MICBIOTIC

500210 _____ CX 10 UNID

- Tubos

SABOURAUD D.-AGAR-4%-5mL-TB16X92

510005 _____ CX 10 TUBOS

MICBIOTIC-AGAR-5mL-TB 16,5X92

510021 _____ CX 10 TUBOS

POTATO DEXTROSE-AGAR-4%-5mL-TB16X92

907016 _____ CX 10 TUBOS

- Frascos

SABOURAUD D.-AGAR-CLO-9mL-FRASCO

510006 _____ CX 10 TUBOS

MEIOS DE CULTURA EM GERAL

- Placas

BIPLACA-MAC CONKEY-AGAR-2X10mL

540196 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-SANGUE-AGAR-TSA-2X10mL

540195 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-SANGUE/MAC CONKEY-10/10mL

540146 _____ PCT 10 PLACAS

MEIOS DE CULTURA EM GERAL

- Placas

CHOCOLATE ENRIQ.-AGAR-20mL-PL90X15

540158 _____ PCT 10 PLACAS

BIPLACA-CHOCOLATE ENR.-AGAR-2X10mL

540198 _____ PCT 10 PLACAS

TRIPLACA-MC/SANGUE/CHOCO-AGAR-3X8mL

540113 _____ PCT 10 PLACAS

BHI-AGAR-20mL-PL 90X15

540207 _____ PCT 10 PLACAS

- Tubos

TSB-CALDO-4mL-TB 13X100

510048 _____ CX 10 TUBOS

TIOGLICOLATO C/IND-4mL-TB1 3X100

510055 _____ CX 10 TUBOS

BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92

510057 _____ CX 10 TUBOS

- Frasco

MAC CONKEY-AGAR-FR 100mL

530106 _____ FR 100mL

GERADORES DE ATMOSFERA

- Jarras

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-2,5L

570301 _____ CX 01 UNID

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-7L

570302 _____ CX 01 UNID



- Anaerobiose

GERADOR ANAEROBIOSE ANAEROPACK C/INDICADOR

570313 _____ CX 10 UNID

GERADOR ANAEROBIOSE ANAEROPACK S/INDICADOR

570314 _____ CX 10 UNID

INDICADOR ANAEROBIOSE-PC-10UN

570311 _____ CX 10 UNID

- CO₂

GERADOR CO₂-ANAEROPACK

570307 _____ CX 10 UNID

- Microaerofilia

GERADOR MICROAEROFILIA-ANAEROPACK

570306 _____ CX 10 UNID

Meio de Cultura Candida Cromogênico

Com o aumento das internações hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nos serviços de assistência a saúde, coinfeções por fungos emergentes, como leveduras do gênero *Candida* spp se tornaram uma realidade e desafio para o diagnóstico e tratamento dos pacientes acometidos.

Entre as diferentes espécies de *Candida*, destaca-se a espécie *albicans*, devido a uma maior prevalência nas amostras clínicas entre os isolados.

A implementação de estratégias de triagem e rastreamento das diferentes espécies de *Candida*, pode ser realizada com o meio de cultura ágar candida cromogênico (Laborclin), que facilita a identificação da espécie *Candida albicans* e suspeição de demais isolados, como *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*, *C. krusei* e *C. auris*.



Candida auris

Apresenta desenvolvimento no meio de cultura de colônias **rosa claro**.

Candida albicans

Apresenta desenvolvimento no meio de cultura de colônias **verde claro**.

Candida parapsilosis

Apresenta desenvolvimento no meio de cultura de colônias **creme/variável**.

Cândida tropicalis

Apresenta desenvolvimento no meio de cultura de colônias **azul**.

Os meios de cultura epidemiológicos por se tratarem de meios de triagem, requerem testes confirmatórios mais específicos para caracterização da resistência.



Jarra de Anaerobiose e Geradores



Distribuidor exclusivo

As condições ideais que favorecem o crescimento bacteriano *in vitro* no Laboratório de Microbiologia são a temperatura e a atmosfera.

A maioria das bactérias crescem bem na atmosfera de ar ambiente e/ou tensão de CO₂, que pode variar entre 5 à 10%. Para trabalhar com a atmosfera de CO₂ no Laboratório de Microbiologia, existem algumas maneiras, como uso de vela, utilização de pastilhas efervescentes ou geradores de microaerofilia/anaerobiose, colocados em um sistema hermeticamente fechado.

Para esta finalidade, a Laborclin oferece em seu catálogo de produtos Jarras de anaerobiose e diferentes geradores de microaerofilia/anaerobiose, que dispensa a adição de água.

✓ **Fechamento hermético**

✓ **Ocupa menos espaço na estufa**

➔ **Dispensa o uso de água ou catalisador**



(Apresentação: Jarras com capacidade de 2,5L e 7L e geradores em sachês para microaerofilia e anaerobiose).



TESTE DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS

- Tubos

TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92	
510010	UNID
SALINA-ESTERIL-2mL-TB 13X100	
510172	CX 10 TUBOS
MUELLER HINTON-CALDO-4mL-TB13X100	
510061	CX 10 TUBOS

- Placas

MUELLER HINTON-AGAR-PL90X15	
540145	PCT 10 PLACAS
MUELLER HINTON-AGAR-PL140X15	
542518	PCT 10 PLACAS
MUELLER H.A. SANGUE 5%-PL90X15	
540187	PCT 10 PLACAS

MUELLER HINTON SANGUE AGAR (F)-BRCAST-PL90X15

540224	PCT 10 PLACAS
--------	---------------



Saiba Mais

- Frasco

MUELLER HINTON-AGAR	
530105	FR 100mL

DISCOS DE ANTIBIÓTICOS - LINHA LABORCLIN

- Antibióticos BrCAST



PIPERACILINA/TAZ-30/6µg-BRCAST	
640820	FR 1x50 DISCOS
NITROFURANTOINA-100µg-BRCAST	
640821	FR 1x50 DISCOS
CEFOTAXIMA-5µg-BRCAST	
640822	FR 1x50 DISCOS
CEFTAZIDIMA-10µg-BRCAST	
640823	FR 1x50 DISCOS

DISCOS DE ANTIBIÓTICOS - LINHA LABORCLIN

- Antibióticos BrCAST

AMPICILINA-2µg-BRCAST	
640825	FR 1x50 DISCOS
GENTAMICINA-30µg-BRCAST	
640826	FR 1x50 DISCOS
VANCOMICINA-5µg-BRCAST	
640827	FR 1x50 DISCOS
PENICILINA-1UI-BRCAST	
640828	FR 1x50 DISCOS
LINEZOLIDA-10µg-BRCAST	
640829	FR 1x50 DISCOS

- Antibióticos

ACIDO NALIDIXICO-NAL-30µg	
640603	FR 1x50 DISCOS
AMICACINA-AMI-30 µg	
640604	FR 1x50 DISCOS
AMOXICILINA/AC.CL.AMC20/10µg	
641201	FR 1x50 DISCOS
AMPICILINA/SULB.-ASB-10/10µg	
641203	FR 1x50 DISCOS
AMPICILINA-AMP-10 µg	
640605	FR 1x50 DISCOS
AZITROMICINA-AZI-15 µg	
640800	FR 1x50 DISCOS
AZTREONAM-ATM-30 µg	
640200	FR 1x50 DISCOS
BACITRACINA-BA-ESTREPTOCOCO	
640602	FR 1x25 DISCOS
CEFACLOL-CFC-30 µg	
640801	FR 1x50 DISCOS
CEFALOTINA-CFL-30 µg	
640608	FR 1x50 DISCOS
CEFAZOLINA-CFZ-30 µg	
640802	FR 1x50 DISCOS
CEFEPIME-CPM-30 µg	
640106	FR 1x50 DISCOS
CEFOTAXIMA-CTX-30 µg	
641230	FR 1x50 DISCOS
CEFOXITINA-CFO-30 µg	
640609	FR 1x50 DISCOS
CEFTAZIDIMA-CAZ-30 µg	
640102	FR 1x50 DISCOS
CEFTIOFUR-CEFAR	
640818	FR 1x50 DISCOS
CEFTRIAXONA-CRO-30 µg	
641232	FR 1x50 DISCOS
CEFUROXIMA-CRX-30 µg	
640805	FR 1x50 DISCOS



BrCast

Em 14 de Dezembro de 2018, o Ministério da saúde publicou a Portaria nº 64 de 11/12/2018 que “Determina aos Laboratórios de rede pública e rede privada, de todas as Unidades Federadas, a utilização das normas de interpretação para os testes de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA), tendo como base os documentos da versão brasileira do **European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, o BrCAST**”.

A Laborclin atendendo as necessidades dos Laboratórios de Microbiologia disponibiliza em seu catálogo de produtos os principais itens para implementação da norma, conheça os produtos, faça um orçamento conosco.



DISCOS DE ANTIBIÓTICOS – LINHA LABORCLIN

CIPROFLOXACIN-CIP-5 µg	
640100	FR 1x50 DISCOS
CLINDAMICINA-CLI-2 µg	
640104	FR 1x50 DISCOS
CLORANFENICOL-CLO-30 µg	
640610	FR 1x50 DISCOS
DOXICICLINA-DOX-30µg-CEFAR	
640808	FR 1x50 DISCOS
ENROFLOXACIN-CEFAR	
640816	FR 1x50 DISCOS
ERITROMICINA-ERI-15 µg	
640612	FR 1x50 DISCOS
ESTREPTOMICINA-EST300µg	
641206	FR 1x25 DISCOS
GENTAMICINA-GEN-10 µg	
640613	FR 1x50 DISCOS
GENTAMICINA-GEN-120 µg	
641204	FR 1x25 DISCOS
IMIPENEM-IPM-10 µg	
640201	FR 1x50 DISCOS
LEVOFLOXACIN-LVX-5 µg	
640811	FR 1x50 DISCOS
MEROPENEM-MER-10 µg	
640813	FR 1x50 DISCOS
NITROFURANTOINA-NIT-300µg	
640614	FR 1x50 DISCOS
NORFLOXACIN-NOR-10 µg	
641234	FR 1x50 DISCOS
NOVOBIOCINA 400 µg	
641236	FR 1x50 DISCOS
NOVOBIOCINA-NOV-5µg-ESTAF.	
640627	FR 1x25 DISCOS
OPTOQUINA-O-PNEUMOCOCO	
640601	FR 1x25 DISCOS
OXACILINA-OXA-1 µg	
640615	FR 1x50 DISCOS

DISCOS DE ANTIBIÓTICOS – LINHA LABORCLIN

PENICILINA G-PEN-10 U	
640616	FR 1x50 DISCOS
PIPERACILINA/TAZ.-PPT100/10µg	
641205	FR 1x50 DISCOS
POLIMIXINA B-POL-300UI-CEFAR	
641207	FR 1x50 DISCOS
RIFAMPICINA-RIF-5 µg	
640109	FR 1x50 DISCOS
SULFAZOTRIM-SUT-25 µg	
640619	FR 1x50 DISCOS

DISCOS DE ANTIBIÓTICOS – LINHA LABORCLIN

TEICOPLANINA-TEC-30 µg	
640814	FR 1x50 DISCOS
TETRACICLINA-TET-30 µg	
640621	FR 1x50 DISCOS
TOBRAMICINA-TOB-10 µg	
640622	FR 1x50 DISCOS
TRIMETOPRIM-TRI-5µg	
640815	FR 1x50 DISCOS
VANCOMICINA-VAN-30 µg	
640630	FR 1x50 DISCOS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEPAS

TSA-AGAR-YE-5mL-TB 16,5X92	
510166	CX 10 TUBOS
CRITUBO-TSB/GLICEROL-1mL	
570202	CX 08 UNID

MEIOS DE CULTURA ESPECIAIS

MICOPLASMA-R1-3,1mL-TB13X100	
510154	CX 10 TUBOS
TUPF-UREASE PRE FORMADA-0,9mL	
570120	CX 30 TESTES



SWABS E MEIOS DE TRANSPORTE

- Placas

SWAB FLOCKED TS

570126 _____ CX 100 UNID

SWAB RAYON

570130 _____ CX 100 UNID

SWAB 108C AMIES S/CARVAO-COPAN

570185 _____ PCT 50 UNID

SWAB 114C AMIES C/CARVAO-COPAN


570186 _____ PCT 50 UNID

SWAB 111C STUART-COPAN

570187 _____ PCT 50 UNID

SWAB 136C AMIES C/C-DUPLA-COPAN

570190 _____ PCT 50 UNID



SWAB 116C AMIES C/C-URETRAL-COPAN

570191 _____ PCT 50 UNID

SWAB 155C SECO-COPAN

570192 _____ PCT 100 UNID

SWAB 132C CARY BLAIR-COPAN

570194 _____ PCT 50 UNID

SWAB 902C SRK-10mL-COPAN

570199 _____ PCT 25 UNID

SWAB 922C SRK-10mL-COPAN

570201 _____ PCT 50 UNID

SWAB 503CS01 FLOCKED-COPAN

570210 _____ PCT 100 UNID

SWAB HASTE PLÁSTICA-ESTERIL

670158 _____ PCT 100 UNID

ACESSÓRIOS MICROBIOLOGIA

ALÇA DESCARTÁVEL 1μL(H)-COPAN

670187 _____ PCT 5x20 UNID

ALÇA DESCARTÁVEL 10μL(H)-COPAN

670188 _____ PCT 5x20 UNID

ALÇA DESCARTÁVEL 1μL REVENDA

670190 _____ PCT 1X100 UNID

ALÇA DESCARTÁVEL 10μL REVENDA

670191 _____ PCT 1X100 UNID

DISCOS BRANCOS ESTEREIS

570640 _____ FR 1000 DISCOS

TAMPÃO PBS-pH7,2-1000mL

590338 _____ CX 10 FRASCOS

ÓLEO DE IMERSÃO-MICROSCOPIA

570662 _____ FR 100 mL

DETRILAB 15 LITROS-38X58CM

570668 _____ PCT 20 UNID

DETRILAB 50 LITROS-63X80CM

570670 _____ PCT 10 UNID

INDICADOR BIOLOGICO - CLEAN TEST

670997 _____ CX 10 UNID

REAGENTES

ALFA NAFTOL

880101 _____ FR 10 mL

CLORETO FERRICO 10%

880102 _____ FR 10 mL

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 40%

880103 _____ FR 10 mL

ÓLEO MINERAL

880104 _____ FR 10 mL



Swab COPAN

Uma das principais características da Laborclin é oferecer aos seus clientes a qualidade na venda dos seus produtos, se preocupando desde a fase pré-analítica até o processamento final da amostra biológica no Laboratório de Microbiologia clínica.

Nesse contexto a coleta e preservação dos microrganismos potencialmente presentes nas amostras biológicas, são essenciais para o sucesso do diagnóstico laboratorial.

Existe uma variedade de Swabs disponíveis no mercado, com a finalidade absorver o material clínico e acondicionar nos meios de transporte apropriados.

Os principais meios de transporte (**Stuart, Cary blair e AMIES com e sem carvão**) utilizados, são constituídos por fórmulas especiais contendo ágar semissólido, essenciais para a preservação e manutenção da viabilidade dos microrganismos em amostras clínicas, inibindo a proliferação bacteriana.

✓ A **Laborclin** oferece na linha de produtos Swabs com meios de transporte da marca **COPAN**.

✓ **Apresentação:** Produto composto por Swab para coleta e meio de transporte.






Coloração Gram

A técnica de Gram é um método de coloração para bactérias, desenvolvido pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram em 1884, o qual permite diferenciar bactérias de acordo com as estruturas de parede celular a partir das colorações que estas adquirem após tratamento com agentes químicos específicos (corantes).

O método consiste em tratar sucessivamente um esfregaço com a amostra clínica ou inóculo bacteriano, com os corantes violeta de genciana, lugol, etanol-acetona (descorante) e fucsina.

A coloração de Gram é um dos mais importantes métodos de coloração utilizados nos laboratórios de microbiologia clínica, sendo quase sempre o primeiro passo para a caracterização de bactérias em amostras clínicas e posterior desfecho diagnóstico.

A Laborclin oferece em sua linha de corantes os reagentes para coloração de Gram, sendo vendidos em Kit ou separadamente.



Bactérias
Gram-positivas



Bactérias
Gram-negativas



**REAGENTES**

KOVACS-REATIVO
571004 _____ FR 10 mL

CORANTES**- Hematologia**

PANOTICO RAPIDO 1
620100 _____ FR 500 mL

COLORAÇÃO PANOTICO RÁPIDO-CONJUNTO

620529 _____ KIT 3x500 mL



Saiba Mais

GIEMSA-CORANTE HEMAT.-0,6%
620487 _____ FR 500 mL

GIEMSA-CORANTE HEMAT.-0,6%
621221 _____ FR 1000 mL

MAY GRUNWALD-COR. HEMAT.-0,2%
621220 _____ FR 1000 mL

WRIGHT-CORANTE HEMATOLOG.-0,3%
620485 _____ FR 500 mL

LEISHMANN-CORANTE HEMAT.-0,2%
620483 _____ FR 500 mL

AZUL CRESIL BRILHANTE-RETICULOCULOCITOS
620477 _____ FR 100 mL

- Microbiologia**COLORAÇÃO GRAM-CONJUNTO**

620521 _____ KIT 4x500 mL

**CORANTES****- Microbiologia**

VIOLETA GENIANA-GRAM-1%
621218 _____ FR 1000 mL

DESCORANTE-GRAM-30% ACETONA
621000 _____ FR 500 mL

DESCORANTE-GRAM-30% ACETONA
620181 _____ FR 1000 mL

LUGOL FRACO-GRAM-0,3%I/0,7%KI
620511 _____ FR 500 mL

FUCSINA FENICADA-GRAM-0,1%
621219 _____ FR 1000 mL

COLORAÇÃO ZIEHL NEELSEN-CONJUNTO
620523 _____ KIT 3x500 mL

DESCORANTE-ZIEHL-3% HCI
620532 _____ FR 500 mL

AZUL METILENO-LOEFFLER
620475 _____ FR 500 mL

LUGOL CONCENTRADO 5%I/10%KI
620509 _____ FR 500 mL

AZUL METILENO-GABBET
900099 _____ FR 500 mL

FUCSINA FENICADA GABBET
900100 _____ FR 500 mL

- Parasitologia

LUGOL FORTE-PARASITO-1%I/2%KI
620512 _____ FR 500 mL

- Papanicolaou

HEMATOXILINA HARRIS-COR. PAPANICOLAOU
620503 _____ FR 500 mL

E A 36-CORANTE PAPANICOLAOU
620505 _____ FR 500 mL

ORANGE G-6-CORANTE PAPANICOLAOU
620507 _____ FR 500 mL



BIOQUÍMICA - SOLUÇÕES PARA TESTE DE TOLERÂNCIA

- Lactose

LACTOL LIMÃO 50g

610805 _____ FR 300 mL

- Glicose líquida

GLUTOL LIMÃO 75g

610667 _____ FR 300 mL

GLUTOL LIMÃO 100g

610673 _____ FR 300 mL

- Glicose em Pó

GLUTOL LIMÃO-PÓ-POTE

610125 _____ POTE 600g

GLUTOL LIMÃO-PÓ-SACHE

610126 _____ SACHE 600g



Cód. 610805

Cód. 610667

Cód. 610125

URINÁLISE

URICLIN-10 AREAS

610109 _____ FR 150 UNID



Saiba Mais

IMUNOLOGIA

ASO LÁTEX DIRETO-R=4mL

551020 _____ KIT 100 TESTES



- Epstein-Barr

MONONUCLEOSE TESTE-R=2mL

550102 _____ KIT 50 TESTES

- Brucelose

ROSA BENGALA-ANTIGENO-1mL

550110 _____ KIT 25 TESTES

- Sífilis

ANTIGENO RPR BRAS-P/VDRL-2X2,5mL

550219 _____ KIT 250 TESTES



IMUNOLOGIA

- Perfil Reumático

PCR LÁTEX-PROT.C REATIVA-R=4mL	
550190	KIT 100 TESTES
PCR LÁTEX-PROT.C REATIVA-R=4mL	
550191	FR 4 mL
ARTRI LÁTEX-R=4mL	
550192	KIT 100-200 TESTES
PCR LÁTEX-PROT.C REATIVA-R=2mL	
551000	KIT 50 TESTES
ASO LÁTEX DIRETO-R=2mL	
551018	KIT 50 TESTES

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE

- Frascos para coleta

TIOS.SÓDIO-10mg-FR150mL-ESTERIL	
572001	PCT 100 FRASCOS
FRASCO 150mL-ESTERIL	
572002	PCT 100 FRASCOS

- Coliformes totais e E. coli

AQUATESTES COLI - ONPG/MUG CALDO- CX 10FR	
510118	CX 10 TUBOS
AQUATESTES COLI - ONPG/MUG CALDO-CX200UN	
510119	CX 200 TUBOS

- Bactérias heterotróficas

AQUACULT C.TOT./C.TOT.-PCA/PCA-CX 10TB	
501311	CX 10 TUBOS
PLATE COUNT-AGAR-20mL-PL 90X15	
542566	PCT 10 PLACAS
R2A-AGAR-HETEROTROF.-20mL-PL90X15	
540166	PCT 10 PLACAS

CULTIVO CELULAR

SORO FETAL BOVINO-ESTERIL	
630111	FR 500 mL
SORO DE CAVALO-ESTERIL	
630112	FR 500 mL
SORO SUINO-ESTERIL	
630115	FR 400 mL

MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS – LINHA BIOKAR

- Biokar em Pó

CLED AGAR BK020HA	
690028	FR 500 g
TRYPTO CASEIN SOY BROTH (TSB) BK046GC	
690087	FR 5000 g
BRAIN HEART BROTH BK015HA	
690009	FR 500 g
THIOGLYCOLLATE MEDIUM WITH RESAZURIN BK017HA	
690027	FR 500 g
COLUMBIA AGAR BASE BK019HA	
690073	FR 500 g
TRYPTO CASEIN SOY AGAR (TSA) BK047HA	
690004	FR 500 g
MAC CONKEY AGAR BK050HA	
690005	FR 500 g
MANNITOL SALT AGAR BK030HA	
690002	FR 500 g
XLD AGAR BK058HA	
690016	FR 500 g
SS AGAR BK022HA	
690074	FR 500 g
CETRIMIDE AGAR (SEM GLICERINA) BK049HA	
690011	FR 500 g
SABOURAUD DEXTROSE AGAR BK025HA	
690001	FR 500 g
SABOURAUD BROTH BK026HA	
690029	FR 500 g
POTATO DEXTROSE AGAR (PDA) BK095HA	
690035	FR 500 g
MUELLER HINTON AGAR BK048HA	
690031	FR 500 g
MUELLER HINTON BROTH BK108HA	
690208	FR 500 g
GENTAMICIN 25 MG SELECTIVE SUPPLEMENT BS00908	
690311	CX 10 VIAIS
CHLORAMPHENICOL 50 MG SELECTIVE SUPPLEMENT BS02108	
690312	CX 10 VIAIS



Cód. 690028

Cód. 690005

Cód. 690031

NG-TEST CARBA 5

Diagnóstico rápido, móvel e confiável

O aumento da resistência antimicrobiana é considerado, segundo a OMS, um dos principais problemas da atualidade, sendo observado o aumento alarmante, nos últimos anos.

A caracterização das carbapenemases envolvidas em infecções de pacientes, impacta diretamente no sucesso da terapia antimicrobiana e escolha da droga mais adequada para o tratamento

A pesquisa e caracterização dos diferentes mecanismos de resistência aos carbapenêmicos, pode ser executada por métodos fenotípicos, por meio de técnicas convencionais ou com o padrão ouro por meio de testes moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR).

Entre os testes fenotípicos convencionais, tem se destacado os ensaios imunocromatográficos de fluxo lateral, devido a maior agilidade na caracterização de carbapenemases (15 minutos) e excelente reprodutibilidade comparada a PCR, padrão ouro nesta caracterização.

O NG-Test CARBA 5, é um ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral, que caracteriza as principais enzimas de resistência aos carbapenêmicos: KPC, NDM, OXA, IMP, VIM.



RESULTADO RÁPIDO

Detecta e Diferencia rapidamente as **5 famílias** de carbapenemases mais prevalentes (**NDM, IMP, VIM, OXA-48 e KPC**) e suas variantes clinicamente relevantes.



NÃO GERA DÚVIDAS

Melhor **Desempenho** na interpretação dos resultados positivos.



REFERÊNCIA

Referenciado por diversas publicações em **artigos científicos**.

CROMOGÊNICO




KPC

NG-CARBA



Procedimento Operacional da Cultura Bacteriana

Para uso profissional em diagnóstico in vitro



Interpretação



NOTA: Linhas múltiplas ou uma linha na posição K, O, V, I, N devem ser considerado como um resultado positivo.

Sugere-se confirmar a presença do gene por testes moleculares, conforme preconizado pela Nota Técnica da ANVISA 01/03



OUTRAS LINHAS

LANÇAMENTO

CEPAS PADRÃO ATCC®

Garanta a confiabilidade de seus ensaios e métodos microbiológicos utilizando cepas padrão ATCC®, recomendadas para uso em testes de desempenho de meios de cultura, colorações, kits de identificação, verificação e validação de métodos.



- ✓ **Cepas quantitativas** para utilização em testes baseados na **Farmacopeia USP/EP**.
- ✓ **Cepas qualitativas**, pellets liofilizados em dispositivo de fácil uso (Swabs)
- ✓ **5 diferentes linhas de produtos** de microrganismos padrão ATCC® para cada finalidade dentro do laboratório ou indústria.




Saiba Mais



CEPAS PADRÃO ATCC®

MICROSWABPLUS ESCHERICHIA COLI		
WDCM 00013 - ATCC 25922	660028	
MICROPELLETRT10 ASPERGILLUS BRASILIENSIS		
WDCM 00053 - ATCC 16404	660008	
MICROSWABPLUS CLOSTRIDIUM PERFRINGENS		
WDCM 00007 - ATCC 13124	660026	
MICROSWABPLUS SALMONELLA TYPHIMURIUM		
WDCM 00031 - ATCC 14028	660004	
MICROPELLETRT PSEUDOMONAS AERUGINOSA		
WDCM 00026 - ATCC 9027	660007	
MICROPELLETRT10 B. SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII		
WDCM 00003 - ATCC 6633	660024	
MICROPELLETRT10 ESCHERICHIA COLI WDCM 00012		
WDCM 00196 - ATCC 8739	660012	
MICROSWABPLUS PSEUDOMONAS AERUGINOSA		
WDCM 00025 - ATCC 27853	660006	
MICROSWABPLUS CANDIDA ALBICANS		
WDCM 00054 - ATCC 10231	660025	
MICROSWABPLUS ESCHERICHIA COLI WDCM 00012		
WDCM 00196 - ATCC 8739	660029	
MICROSWABPLUS STAPHYLOCOCCUS AUREUS		
WDCM 00034 - ATCC 25923	660002	
MICROSWABPLUS S. AUREUS WDCM 00032		
WDCM 00193 - ATCC 6538	660003	
MICROSWABPLUS ASPERGILLUS BRASILIENSIS		
WDCM 00053 - ATCC 16404	660022	
MICROSWABPLUS PSEUDOMONAS AERUGINOSA		
WDCM 00026 - ATCC 9027	660005	
MICROSWAB CANDIDA ALBICANS		
WDCM 00054 - ATCC 10231	660011	
MICROSWAB PSEUDOMONAS AERUGINOSA		
WDCM 00026 - ATCC 9027	660016	
MICROSWAB ESCHERICHIA COLI		
WDCM 00013 - ATCC 25922	660013	
MICROSWAB ESCHERICHIA COLI WDCM 00012		
WDCM 00196 - ATCC 8739	660012	
MICROSWAB S. AUREUS WDCM 00032		
WDCM 00193 - ATCC 6538	660019	
MICROSWAB ASPERGILLUS BRASILIENSIS		
WDCM 00053 - ATCC 16404	660010	
MICROSWABPLUS B. SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII		
WDCM 00003ATCC 6633	660024	
MICROSWABPLUS KLEBSIELLA PNEUMONIAE		
WDCM 00097 - ATCC 13883	660027	
MICROSWAB SALMONELLA TYPHIMURIUM		
WDCM 00031 - ATCC 14028	660018	
MICROPELLETRTPLUS P. AERUGINOSA WDCM 00026		
ATCC 9027 - LOG7	660009	
MICROPELLETRT CLOSTRIDIUM SPOROGENES		
ATCC 11437	660001	
MICROSWAB KLEBSIELLA PNEUMONIAE		
ATCC 700603	660015	
MICROSWAB STAPHYLOCOCCUS AUREUS		
WDCM 00034 - ATCC 25923	660020	
MICROSWAB RHODOCOCCUS EQUI		
WDCM 00028 - ATCC 6939	660017	
MICROSWABPLUS BACILLUS CEREUS		
WDCM 00001 - ATCC 11778	660023	
MICROSWAB STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE		
ATCC 49619	660021	
MICROSWAB HAEMOPHILUS INFLUENZAE		
ATCC 49766	660014	



Avalie o portfólio completo
com o Time comercial.



+55 41 3661 9001

comercial@laborclin.com.br

laborclin_lb laborclin laborclin

@laborclinprodutosparalaboratorios

R. Casemiro de Abreu, 521
Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-210