

CATÁLOGO INDUSTRIA



1ª EDICIÓN

LB
LABORCLIN
una empresa Solabia Group

CONFIANZA Y CALIDAD HACE MÁS DE 50 AÑOS

Quiénes Somos

Laborclin fue fundada en enero de 1968 con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado de productos de alta calidad. Desde entonces, producimos medios de cultivo, reactivos, colorantes y otros productos destinados a laboratorios de análisis clínicos, investigación biológica y productos para uso médico veterinario.

Con el tiempo, ampliamos nuestras operaciones y añadimos otras líneas a nuestra cartera. Actualmente, un porcentaje importante de nuestro negocio está representado por productos para análisis de calidad para las industrias de alimentos, cosméticos, lácteos, bebidas y laboratorios subcontratados.

En marzo de 2020 comenzamos a integrar el Grupo Solabia, una multinacional francesa con operaciones en Europa, Estados Unidos, Israel y Brasil. Formar parte de un grupo sólido como Solabia nos permite tener mejores y mayores inversiones en I&D, automatización, innovación y tecnología.

Representamos a Biokar Diagnostics, en Brasil y Latinoamérica, empresa del grupo que es líder del mercado en Europa. De esta forma, reforzamos aún más nuestro portafolio, ofreciendo soluciones más completas a nuestros clientes.

Hemos acentuado aún más el enfoque en la calidad y el cuidado del medio ambiente, haciendo que toda nuestra cadena se comprometiera con actividades y criterios de fabricación sustentables. La certificación en la norma **BPFc** - Buenas Prácticas de Fabricación y Control, demuestra nuestra preocupación en actuar con calidad, ya que sigue los estrictos criterios de Vigilancia Sanitaria.

El proceso de aprendizaje es constante y tenemos en nuestros clientes y socios la inspiración para ser cada día una empresa mejor, con énfasis en los aspectos técnicos, científicos y de calidad. Contamos con más de 53 años de experiencia y con profesionales calificados para atenderlo antes, durante y después de la venta.



Índice

ALIMENTOS

06	Dilución de la Muestra
06	Recuento de Mesófilos
06	Recuento de Mohos y Levaduras
06	Recuento <i>Bacillus cereus</i>
06	Recuento de Coliformes Totales y <i>E. coli</i>
06	Recuento de <i>Staphylococcus aureus</i>
09	Atmósfera p/ <i>Clostridium perfringens</i>
09	Pesquisa de <i>Listeria monocytogenes</i>
09	Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 e 2
09	Pesquisa de <i>Salmonella spp</i>

MEDICAMENTOS

12	Dilución de la Muestra
12	Recuento de Bacterias Mesófilos
12	Recuento de Mohos y Levaduras
12	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>
12	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
12	Pesquisa de Bacilos Gram Negativos Bilis Tolerantes y <i>Escherichia coli</i>
13	Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 y 2
13	Pesquisa de <i>Salmonella spp</i>
13	Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 3

COSMÉTICOS

14	Dilución de la Muestra
14	Recuento de Bacterias Mesófilos
14	Recuento de Mohos y Levaduras
14	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>
14	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
14	Pesquisa de Bacilos Gram Negativos Bilis Tolerantes y <i>Escherichia coli</i>
15	Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 y 2
15	Pesquisa de <i>Salmonella spp</i>
15	Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 3

AGUA

Recuento de Bacterias Mesófilos	16
Recuento de Coliformes Totales y <i>E. coli</i>	16
Agua Membrana	16

CONTROL DE HIGIENIZACIÓN

Recuento Total de Microorganismos en el Aire	18
Evaluación Contaminación Superficies - SWAB	18
Evaluación Contaminación Superficies - RODAC	18
Evaluación de manipuladores	18

SUPLEMENTOS

Suplementos	20
Conservantes Análisis Leche	20
Cepas Derivadas ATCC	20

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Instrumentos y Accesorios	21
Esterilización y Control de Autoclave	21
Preparación de Muestras	21
Coloración de Gram	21

LÍNEA BIOKAR

Medios Base	24
Medios de Cultura Deshidratados	26
Suplementos	34



Dilución de la Muestra

- AGUA PEPTONADA-1%-TAMPONADA-225mL
530167 _____ CX 10 FRASCOS
- AGUA PEPTONADA-0,1%-225mL
530168 _____ CX 10 FRASCOS
- AGUA PEPTONADA-0,1%-9mL-TB16X150
510150 _____ CX 10 TUBOS
- DRYBAG - AGUA PEPTONADA 1% TAMPONADA 10L
570507 _____ CX 10 UNID
- DRYBAG - AGUA PEPTONADA 1% TAMPONADA 20L**
570508 _____ CX 10 UNID

Bolsa con medio de cultivo deshidratado, utilizado como diluyente y medio de enriquecimiento previo. Agua peptonada tamponada (BPW) al 1% estéril, sin necesidad de proceso de autoclave.



Recuento de Coliformes Totales y E. coli

- ECC CROMOGENICO AGAR PL 90X15**
540119 _____ PCT 10 PLACAS

Medio de cultivo estéril para el cultivo, recuento e identificación de Coliformes y *Escherichia coli* para matrices alimentarias con resultado en 24 horas.



Recuento de Staphylococcus aureus

- BAIRD PARKER-AGAR-20mL-PL 90X15
540170 _____ PCT 10 PLACAS
- BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92
510057 _____ CX 10 TUBOS

- COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL**
570204 _____ 05 FRASCOS 3mL



Confirmación de estafilococos coagulasa positiva utilizando plasma de conejo liofilizado con EDTA.

Recuento Clostridium perfringens

- C.P.TSC-AGAR-CLOSTRIDIUM-10X10mL
530169 _____ CX 10 FRASCOS
- LACTOSA SULFITO CALDO BASE-8mL-TB16X150
511258 _____ CX 10 TUBOS
- LACTOSA GELATINA-10mL-TB16X150
510100 _____ CX 10 TUBOS

Recuento de Mesófilos

- PLATE COUNT-AGAR-TTC-20ML-PL 90X15
540171 _____ PCT 10 PLACAS
- PLATE COUNT-AGAR-20mL-PL 90X15
542566 _____ PCT 10 PLACAS
- PLATE COUNT-AGAR
530108 _____ FRASCOS 100mL

Recuento de Mohos y Levaduras

- DRBC-AGAR-HONGOS-20mL-PL 90X15
540169 _____ PCT 10 PLACAS

Recuento Bacillus cereus

- MYP-AGAR-B.CEREUS-20mL-PL 90X15
540168 _____ PCT 10 PLACAS
- SANGRE-AGAR-SEG.ISO-20mL-PL 90X15
540204 _____ PCT 10 PLACAS

Control microbiológico en fluidos, superficies, utensilios y manos:

NUTRILAB

El producto presenta algunas combinaciones de medios de cultivo, permitiendo su uso en diferentes situaciones:

Nutrilab E se compone de medio PCA (lado 1) para el recuento de microorganismos totales y de medio VRBA (lado 2) para el aislamiento y recuento de coliformes.

Nutrilab F se compone de medio PCA (lado 1) para el recuento total de microorganismos y de medio Ogye (lado 2) para el aislamiento y recuento de mohos y levaduras.

Nutrilab P se compone de medio ECC (lado 1) para el aislamiento y recuento de coliformes y E. coli. y de medio de Baird Parker (lado 2) para el aislamiento y recuento de S. aureus.



SISTEMA PARA GENERAR GAS ATMOSFÉRICO PARA MICROBIOLOGÍA



Anaeropack y Anaeropouch son productos de MITSUBISHI GAS CHEMICAL, un sistema completo para generar anaerobiosis/microaerofilia.

Distribuidor exclusivo

- ✓ **Cierre hermético**
- ✓ **Ocupa menos espacio en la estufa**
- No usa agua ni catalizadores**



Pesquisa de *Salmonella* spp

- RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150
510160 _____ CX 10 TUBOS
- MULLER KAUFFMANN-10mL-16X150
510177 _____ CX 10 TUBOS
- LUGOL P/ TETRACIONATO
520300 _____ FRASCOS 100mL
- NOVOBIOCINA 400 µg
641236 _____ FR 50 DISCOS

- XLD-AGAR-20mL-PL 90X15
540104 _____ PCT 10 PLACAS



El XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) se usa para aislar *Salmonella* spp en productos alimenticios, de acuerdo con la norma NF EN ISO 6579.

- SALMONELLA CROMOGENICO-PL90X15
540117 _____ PCT 10 PLACAS



Medio de cultivo cromogénico, estéril para aislamiento e identificación de *Salmonella*.

- TRIPLACA-XLD/VER.BRI/SALM.CR.-3X8mL
540183 _____ PCT 10 PLACAS
- LIA-AGAR-LIS/FERRO-5mL-TB 13X100
510174 _____ CX 10 TUBOS
- TSI-AGAR-ENTÉRICOS-5mL-TB 13X100
510111 _____ CX 10 TUBOS
- BAC TRAY 1-BGN OXIDASA NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID
- BAC TRAY 2-BGN OXIDASA NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ CX 10 UNID

Atmósfera p/ *Clostridium perfringens*

- JARRA PARA ATMÓSFERA-ANAEROPACK-2,5L
570301 _____ CX 01 UNID
- JARRA PARA ATMÓSFERA-ANAEROPACK-7L
570302 _____ CX 01 UNID
- GENERADOR ANAEROBIOISIS-ANAEROPACK-S/INDICADOR
570314 _____ CX 10 UNID
- INDICADOR ANAEROBIOISIS
570311 _____ PCT 10 UNID

Jarra rectangular easy close componente del sistema de generación de ambiente anaeróbico, MITSUBISHI GAS CHEMICAL (MGC).



Pesquisa de *Listeria monocytogenes*


- FRASER-CALDO-1/2 CONC.-225mL
530166 _____ CX 10 FRASCOS
- FRASER-CALDO-10mL-TB 16,5X92
510165 _____ CX 10 TUBOS
- LISTERIA-ALOA-AGAR-PL90X15
540118 _____ PCT 10 PLACAS
- PALCAM-AGAR-20mL-PL 90X15
540176 _____ PCT 10 PLACAS
- XILOSA CALDO-3mL-TB13X100
510168 _____ CX 10 TUBOS
- RAMNOSA CALDO-3mL-TB13X100
510167 _____ CX 10 TUBOS
- TSA-AGAR-YE-5mL-TB 16,5X92
510166 _____ CX 10 TUBOS
- SANGRE-AGAR-SEG.ISO-20mL-PL 90X15
540204 _____ CX 10 PLACAS
- SIM-AGAR-H2S/IND/MOT-5mL-TB13X100
510173 _____ CX 10 TUBOS
- COLORACIÓN GRAM-CONJ. 4x500mL
620521 _____ 04 FRASCOS 500mL

Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 y 2

- ACEITE MINERAL
880104 _____ FRASCO 10mL
- CLORURO DE HIERRO 10%
880102 _____ FRASCO 10mL
- ALFA NAFTOL
880101 _____ FRASCO 10mL
- HIDROXIDO DE POTASIO 40%
880103 _____ FRASCO 10mL
- REACTIVO DE KOVACS
571004 _____ FRASCO 10mL

Listeria monocytogenes en Ágar ALOA

El **ALOA** es un agar cromogénico, selectivo y diferencial, utilizado en métodos de detección y recuento de *Listeria* spp y *Listeria monocytogenes*.



Bactray I, II y III

✓ Bactray I y II

Sistema destinado a la identificación bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidasa negativa.

✓ Bactray III

Sistema destinado a la identificación bioquímica de bacilos Gram negativos (BGN) oxidasa positiva.





Dilución de la Muestra

- TSB-CALDO-90mL-FR TP ROSCA 150mL
530160 _____ CX 10 FRASCOS
- LETHEEN CALDO MOD 90mL FR 150mL
530161 _____ CX 10 FRASCOS

Recuento de Bacterias Mesófilos

- TSA-AGAR-FR
530163 _____ FRASCOS 100mL
- TSA AGAR 20mL PL 90X15 10PL
540162 _____ PCT 10 PLACAS

Recuento de Mohos y Levaduras

- SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15
540180 _____ PCT 10 PLACAS

Pesquisa de *Staphylococcus aureus*

- MANITOL SALT-AGAR-20mL-PL 90X15
540165 _____ PCT 10 PLACAS

Medio selectivo y diferencial indicado para el aislamiento de *Staphylococcus*. Selectividad debido al alto contenido de sal y diferenciación a través de la fermentación del manitol.



- BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92
510057 _____ CX 10 TUBOS
- COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL
570204 _____ 05 FRASCOS 3mL

Pesquisa de *Pseudomonas aeruginosa*

- CETRIMIDA-AGAR-20mL-PL 90X15
540164 _____ PCT 10 PLACAS
- TIRAS DE OXIDASA
570661 _____ FR 10 TIRAS
- BAC TRAY 3-BGN OXIDASA POSITIVA
880110 _____ CX 10 TUBOS
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Pesquisa de Bacterias Gram Negativas Bilis Tolerantes y *Escherichia coli*

- EE MOSSEL-CALDO-90mL-FR 150mL
530164 _____ CX 10 FRASCOS
- MAC CONKEY-CALDO-100mL-FR 150mL
530165 _____ CX 10 FRASCOS
- VIOLET RED BILE-AGAR-GLI-20mL-90X15
540163 _____ PCT 10 PLACAS
- MAC CONKEY-AGAR-20mL-PL 90X15
540147 _____ PCT 10 PLACAS
- BAC TRAY 1-BGN OXIDASA NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID
- BAC TRAY 2-BGN OXIDASA NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 y 2

- ACEITE MINERAL
880104 _____ FR 10mL
- CLORURO DE HIERRO 10%
880102 _____ FR 10mL
- ALFA NAFTOL
880101 _____ FR 10mL
- HIDROXIDO DE POTASIO 40%
880103 _____ FR 10mL

Pesquisa de *Salmonella spp*

- RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150
510160 _____ CX 10 TUBOS
- NOVOBIOCINA 400 µg
641236 _____ FR 50 DISCOS
- XLD-AGAR-20mL-PL 90X15
540104 _____ PCT 10 PLACAS
- BAC TRAY 1-BGN OXIDASA NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID
- BAC TRAY 2-BGN OXIDASA NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 3

- REATIVO DE KOVACS
571004 _____ FR 10mL
- TIRAS DE OXIDASA FR 10 TIRAS
570661 _____ FR 10 TIRAS





Dilución de la Muestra

- TSB-CALDO-90mL-FR TP ROSCA 150mL
530160 _____ CX 10 FRASCOS
- LETHEEN CALDO MOD 90mL FR 150mL
530161 _____ CX 10 FRASCOS

Recuento de Bacterias Mesófilos

- TSA-AGAR-FR
530163 _____ FRASCOS 100mL

Agar utilizado para el aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes, para evaluar la contaminación microbiológica del aire, productos farmacéuticos y cosméticos.



- TSA AGAR 20mL PL 90X15 10PL
540162 _____ PCT 10 PLACAS

Recuento de Mohos y Levaduras

- SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15
540180 _____ PCT 10 PLACAS

Pesquisa de Staphylococcus aureus

- MANITOL SALT-AGAR-20mL-PL 90X15
540165 _____ PCT 10 PLACAS
- BHI-CALDO-5mL-TB 16,5X92
510057 _____ CX 10 TUBOS
- COAGUPLASMA-ESTAFILOCOCOS-3mL
570204 _____ 05 FRASCOS 3mL

Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa

- CETRIMIDA-AGAR-20mL-PL 90X15
540164 _____ PCT 10 PLACAS

El Cetrimida Agar es un medio selectivo para el aislamiento y recuento de *Pseudomonas aeruginosa* en muestras de agua, productos farmacéuticos y cosméticos.



- TSA-AGAR-YE-5mL-TB 16,5X92
510166 _____ CX 10 TUBOS
- TIRAS DE OXIDASA
570661 _____ FR 10 TIRAS
- BAC TRAY 3-BGN OXIDASA POSITIVA
880110 _____ CX 10 TUBOS
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Pesquisa de Bacterias Gram Negativas Bilis Tolerantes y Escherichia coli

- EE MOSSEL-CALDO-90mL-FR 150mL
530164 _____ CX 10 FRASCOS
- MAC CONKEY-CALDO-100mL-FR 150mL
530165 _____ CX 10 FRASCOS
- VIOLET RED BILE-AGAR-GLI-20mL-90X15
540163 _____ PCT 10 PLACAS
- MAC CONKEY-AGAR-20mL-PL 90X15
540147 _____ PCT 10 PLACAS
- BAC TRAY 1-BGN OXIDASA NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID
- BAC TRAY 2-BGN OXIDASA NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 1 y 2

- ACEITE MINERAL
880104 _____ FR 10mL
- CLORURO DE HIERRO 10%
880102 _____ FR 10mL
- ALFA NAFTOL
880101 _____ FR 10mL
- HIDROXIDO DE POTASIO 40%
880103 _____ FR 10mL

Pesquisa de Salmonella spp

- RAPPAPORT VASS.SOJA-10mL-TB16X150
510160 _____ CX 10 TUBOS
- NOVOBIOCINA 400 µg
641236 _____ FR 50 DISCOS
- XLD-AGAR-20mL-PL 90X15
540104 _____ PCT 10 PLACAS
- BAC TRAY 1-BGN OXIDASA NEGATIVA
880108 _____ CX 10 UNID
- BAC TRAY 2-BGN OXIDASA NEGATIVA
880109 _____ CX 10 UNID
- TUBO 0,5 MAC FARLAND-10mL-TB 16,5X92
510010 _____ 01 UNID

Reactivos Necesarios p/ Util. Bac Tray 3

- REATIVO DE KOVACS
571004 _____ FR 10mL
- TIRAS DE OXIDASA FR 10 TIRAS
570661 _____ FR 10 TIRAS





Agua Membrana

M-ECC-AGAR-COLIF/EC-10mL-PL 60X10
540213 PCT 10 PLACAS

Medio cromogénico que detecta simultáneamente coliformes totales y *E. coli*, permite la identificación presuntiva y enumeración de estos microorganismos en agua potable y bebidas no alcohólicas, según Standard Methods.



M-ENTEROCOCCUS-AGAR-10mL-PL 60X10
540175 PCT 10 PLACAS

M-PAC-AGAR-PSEUDOMONAS-10mL-PL60X10
540174 PCT 10 PLACAS

M-CP-AGAR-CLOSTRIDIUM-10mL-PL 60X10
540173 PCT 10 PLACAS



Medio selectivo y diferencial para el aislamiento y recuento de Clostridia sulfito reductora y *Clostridium perfringens* en agua, mediante la técnica de filtro de membrana.

MEMBRANA FILTRANTE-MCE-EST.-PORO 0,45µm-DIAM.47mm
570505 BLANCA CUADR. CX 100 UNID

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-2,5L
570301 CX 01 UNID

JARRA PARA ATMOSFERA-ANAEROPACK-7L
570302 CX 01 UNID

GENERADOR ANAEROBIOISIS-ANAEROPACK-S/INDICADOR
570314 CX 10 UNID

INDICADOR ANAEROBIOISIS
570311 PCT 10 UNID

Coliformes Totales y *E. coli*

AQUATESTE COLI - ONPG/MUG CALDO
510119 CX 200 UNID

Sustrato para la detección cuantitativa y cualitativa de Coliformes totales y *Escherichia coli* en muestras de agua, con resultado en 24 horas.



AQUATESTE COLI - ONPG/MUG CALDO
510118 CX 10 UNID

AQUATESTE COLI-COMPARADOR DE COR
510120 FRASCO 100mL

TIOS.SODIO-10mg-FR150mL-ESTERIL
572001 100 FRASCOS

CÁMARA UV 366nm - BIVOLT
916004 1 UNID

TIOS.SODIO-20mg-FR200mL-ESTERIL
572004 PCT 100 FR

TIOS.SODIO-30mg-FR350mL-ESTERIL
572004 PCT 50 FR

Recuento de Bacterias Mesófilos

PLATE COUNT-AGAR
530108 FRASCO 100mL

AQUACULT C.TOT./C.TOT.-PCA/PCA
501311 CX 10 TUBOS

PLATE COUNT AGAR 20mL PL 90X15
542566 PCT 10 PLACAS

PLATE COUNT AGAR TTC 20ML PL 90X15
540171 PCT 10 PLACAS

R2A AGAR HETEROTROF 20mL PL90X15
540166 PCT 10 PLACAS

Aquateste Coli

Test microbiológico visual para coliformes totales y *E.coli* en agua.



El Aquatest coli presenta muchas ventajas sobre los métodos tradicionales:

✓ Inibición de microorganismos no alvo, tais como *Aeromonas*, *Pseudomonas* e *Enterococcus*.

✓ Medio en polvo, estabilidad superior a los tradicionales en caldo o agar

✓ Detección simultánea de coliformes y *E.coli*

✓ Método sensible (1,0 UFC/100 mL)





Recuento Total de Microorganismos en el Aire

- TSA-AGAR-20mL-PL 90X15
540162 _____ PCT 10 PLACAS
- SABOURAUD D.-AGAR-4%-20mL-PL90X15
540180 _____ PCT 10 PLACAS

Evaluación Contaminación Superficies - SWAB (Hisopado)

- GUIA DE MUESTRAS 10X10cm
570205 _____ PCT 05 UNID
- GUIA DE MUESTRAS 5X4cm
570206 _____ PCT 05 UNID
- SWAB 902C SRK-10mL-COPAN
570199 _____ CX 25 UNID
- SWAB 922C SRK 10mL COPAN CX 50UN
570201 _____ CX 50 UNID

Evaluación Contaminación Superficies - RODAC

Destinado al recuento de microorganismos en superficies



- MCTA-AGAR-RODAC
540167 _____ PCT 10 PLACAS
- PLATE COUNT-AGAR-RODAC
540172 _____ PCT 10 PLACAS
- VIOLET RED BILE-AGAR-LAC-RODAC
540199 _____ PCT 10 PLACAS
- MANITOL SALT-AGAR-RODAC
540202 _____ PCT 10 PLACAS
- SABOURAUD D.-AGAR-4%-RODAC-10PL
540203 _____ PCT 10 PLACAS

Evaluación de Manipuladores

NUTRILAB:

Laminocultivo utilizado para el recuento microbiano en muestras líquidas (incluidos líquidos viscosos), sólidas y superficies.

NUTRILAB E C.TOT./COL-PCA/VRBL

- 500103 _____ CX 10 TUBOS

Nutrilab E se compone del medio PCA (lado 1) para el recuento de microorganismos totales y del medio VRBA (lado 2) para el aislamiento y recuento de coliformes.

NUTRILAB F C.TOT/FG.LEV-PCA/OGYE

- 500106 _____ CX 10 TUBOS

Nutrilab F se compone del medio PCA (lado 1) para el recuento total de microorganismos y del medio Ogye (lado 2) para el aislamiento y recuento de mohos y levaduras.

NUTRILAB P EC/SA-ECC/BP


- 500108 _____ CX 10 TUBOS

Nutrilab P se compone del medio ECC (lado 1) para aislamiento y recuento de coliformes y *E. coli* y del medio Baird Parker (lado 2) para el aislamiento y recuento de *S. aureus*.



Distribuidor Oficial

Swab SRK



El **swab SRK** es una solución simple y conveniente para el control microbiológico de la higienización en industrias.





Suplementos

EGG YOLK C/TELURITO

520089 FRASCO 100mL



Suplemento de telurito de potasio a base de yema de huevo utilizado para complementar el agar Baird Parker.

EGG YOLK S/TELURITO-25mL

520088 04 FRASCOS 25mL

Suplemento de yema de huevo sin telurito de potasio utilizado para complementar el Agar Manitol-Yema de huevo-Polimixina (MYP).



SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO

520246 FRASCO 100mL



Sangre completa de carnero, desfibrinada, utilizada como suplemento de medios de cultivo.

Suplementos

SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO
520209 FRASCO 15mL
S.E. SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO
905000 BOLSA 500mL

Conservantes Análisis Leche

COMPRIMIDO DE BRONONATA
610902 FRASCO 250g
COMPRIMIDO DE AZIDIOL
610903 FRASCO 250g

Cepas Derivadas ATCC

E.COLI LB 25922-1mL
660672 FRASCO 01 UNID
E.FAECALIS LB 29212-1mL
660676 FRASCO 01 UNID
P.AERUGINOSA LB 27853-1mL
660673 FRASCO 01 UNID
S.AUREUS LB 25923-1mL
660674 FRASCO 01 UNID
S.AUREUS LB 29213-1mL
660675 FRASCO 01 UNID



Instrumentos y Accesorios

ASA BACTERIOLÓGICA DESECHABLE 10µL(H)-COPAN
670188 PCT 05X20 UNID
ASA BACTERIOLÓGICA DESECHABLE 10µL-REVENDA
670191 PCT 01X100 UNID
ASA BACTERIOLÓGICA DESECHABLE 1µL(H)-COPAN
670187 PCT 05X20 UNID
ASA BACTERIOLÓGICA DESECHABLE 1µL-REVENDA
670190 PCT 01X100 UNID
ASA DRIGALSKI-FORMATO L
570181 PCT 10X05 UNID

Esterilización y Control de Autoclave

DETRILAB 50 LITROS-63X80CM
570670 PCT 10 UNID
DETRILAB 15 LITROS-38X58CM
570668 PCT 20 UNID
INDICADOR BIOLÓGICO 10 UN CLEAN TEST
670997 PCT 10 UNID

Sistema de restricción de oxígeno

Anaerobiosis - Jarra
JARRA PARA ATMÓSFERA-ANAEROPACK-2,5L
570301 CX 01 UNID
JARRA PARA ATMÓSFERA-ANAEROPACK-7L
570302 CX 01 UNID
GENERADOR ANAEROBIOISIS-ANAEROPACK-S/INDICADOR
570314 CX 10 UNID
INDICADOR ANAEROBIOISIS
570311 PCT 10 UNID
Anaerobiosis - Bag
BAG PARA ATMÓSFERA-ANAEROPOUCH
570300 CX 10 UNID
GENERADOR ANAEROBIOISIS-ANAEROPOUCH-S/INDICADOR
570309 CX 10 UNID
INDICADOR ANAEROBIOISIS
570311 PCT 10 UNID

Preparación de Muestras

BOLSA ESTÉRIL PARA MUESTRAS CON FRANJA -120mL
570500 CX 500 UNID
BOLSA ESTÉRIL PARA MUESTRAS CON FRANJA - 540mL
570501 CX 500 UNID
BOLSA ESTÉRIL P/MUESTRA SOL/LIQ. C/FRANJA - 650mL
570506 CX 1000 UNID
BOLSA ESTÉRIL PARA MUESTRAS CON FRANJA -720mL
570502 CX 500 UNID
BOLSA ESTÉRIL PARA MUESTRAS CON FRANJA -1627mL
570503 CX 250 UNID
BOLSA ESTÉRIL CON ESPONJA
570402 PCT 20 UNID

Coloración de Gram

COLORACIÓN GRAM CONJ. 4x500mL
620521 04 FRASCOS 500mL
ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIA
570662 FRASCO 100mL

Microaerofilia


GENERADOR MICROAEROFILIA-ANAEROPACK
570306 CX 10 UNID

Generador de CO2

GENERADOR CO2-ANAEROPACK
570307 CX 10 UNID

Colecta de Muestra

FRASCO 150mL-ESTERIL
572002 PCT 100 UNID
FRASCO 200mL-ESTERIL
572003 PCT 100 UNID
FRASCO 350mL-ESTERIL
572005 PCT 50 UNID



LÍNEA
BIOKAR



Biokar

Biokar es la división de microbiología del grupo Solabia, dedicada al desarrollo, producción y comercialización de medios de cultivo deshidratados, suplementos y kits de detección para laboratorios de microbiología.

Presente en más de 40 países, BOKAR ha adquirido una excelente reputación internacional por la calidad de sus productos y soluciones innovadoras. Es uno de los principales productores de medios de cultivo deshidratados y de medios listos para usar.

Tecnologías dominadas

- ✓ Síntesis Enzimática;
- ✓ Hidrólisis Enzimática Controlada;
- ✓ Síntesis por Fermentación y Biocatálisis;
- ✓ Extracción Vegetal;
- ✓ Química Fina;
- ✓ Microbiología y Biología Molecular;

Aplicación en las áreas

- ✓ Cosmética;
- ✓ Farmacéutica;
- ✓ Bioindustria;
- ✓ Nutrición;
- ✓ Diagnósticos;

Índice

Medios Base	24
Medios de Cultivo Deshidratados	26
Suplementos	34

Legenda

Por encomienda: 90-120 días para entregar.

Por Encomienda

Pronto para entregar: En stock en Laborclin.

Pronto para Entregar




Códigos	Descripción	Embalaje	
690047	AGAR BACTERIOLÓGICO TIPO A-A1010GC	5 Kg	Por Encomienda
690048	AGAR BACTERIOLÓGICO TIPO A-A1010HA	500 g	Pronto para Entregar
690049	AGAR BACTERIOLÓGICO TIPO E-A1012GC	5 Kg	Por Encomienda
690050	AGAR BACTERIOLÓGICO TIPO E-A1012HA	500 g	Por Encomienda
690015	EXTRACTO BACTERIOLÓGICO DE CARNE -A1710HA	500 g	Pronto para Entregar
690053	EXTRACTO DE LEVADURA-A1202GC	5 Kg	Por Encomienda
690054	EXTRACTO DE LEVADURA-A1202HA	500 g	Por Encomienda
690051	EXTRACTO BACTERIOLÓGICO DE MALTA -A1101GC	5 Kg	Por Encomienda
690052	EXTRACTO BACTERIOLÓGICO DE MALTA-A1101HA	500 g	Por Encomienda
690059	HIDRÓLISIS ÁCIDA DE CASEÍNA-A1404HA	500 g	Por Encomienda
690062	PEPTONA DE CARNE (USP)-A1708HA	500 g	Por Encomienda
690061	PEPTONA DE CARNE TIPO 2-A1702HA	500 g	Por Encomienda
690058	PEPTONA DE CASEÍNA (DIGESTIÓN ENZIMÁTICA) - CODEX-A1402HA	500 g	Por Encomienda
690057	PEPTONA DE CASEÍNA (DIGESTIÓN ENZIMÁTICA)- CODEX-A1402GC	5 Kg	Por Encomienda
690060	PEPTONA DE SOJA (PAPAIC DIGEST OF SOYBEAN MEAL) USP-A1601HA	500 g	Por Encomienda
690055	TRIPTONA (USP)-A1401GC	5 Kg	Por Encomienda
690056	TRIPTONA (USP)-A1401HA	500 g	Por Encomienda

Método de identificación rápida

Iris Salmonella



- ✓ Resultados negativos y liberación de lotes en 37 horas
- ✓ Reducción de costos de Análisis
- ✓ En conformidad con la RDC 331 e IN 60 - ANVISA/2019
- ✓ Método validado por AFNOR





Códigos	Descripción	Embalaje	
690009	CALDO BHI - BK015HA	500 g	Pronto para Entregar
690036	CALDO DE ENRIQ. P/ ENTEROBACTERIAS (EE - FORMULACIÓN MOSSEL)-BK127HA	500 g	Pronto para Entregar
690255	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA SALMONELLA-BK194GC	5 Kg	Por Encomienda
690256	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA SALMONELLA-BK194HA	500 g	Pronto para Entregar
690266	CALDO DE ENRIQ. TAMP. P/ SALMONELLA C/ DOBLE CONC.-BK225GC	5 Kg	Por Encomienda
690267	CALDO DE ENRIQ. TAMP. P/ SALMONELLA C/ DOBLE CONC.-BK225HA	500 g	Pronto para Entregar
690040	CALDO EC (ESCHERICHIA COLI)-BK162HA	500 g	Pronto para Entregar
690037	CALDO FRASER II-BK133HA	500 g	Pronto para Entregar
690221	FRASER CALDO (II)-BK133GC	5 Kg	Por Encomienda
690025	CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA (LST)-BK010HA	500 g	Pronto para Entregar
690045	CALDO M17-BK012HA	500 g	Pronto para Entregar
690041	CALDO MULLER - KAUFFMANN-BK169HA	500 g	Pronto para Entregar
690258	CALDO PARA SELECCIÓN DE CRONOBACTER (CSB)-BK201HA	500 g	Pronto para Entregar
690020	CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS DE SOJA (RVS)-BK148HA	500 g	Pronto para Entregar
690029	CALDO SABOURAUD-BK026HA	500 g	Pronto para Entregar
690019	CALDO SELENITO CISTINA-BK009HA	500 g	Pronto para Entregar
690003	CALDO TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA (TSB) BK046HA	500 g	Pronto para Entregar
690070	CALDO TRIPTONA DE SAL (MAXIMUM RECOVERY DILUENT)-BK014HA	500 g	Por Encomienda
690018	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS (BGBB)-BK002HA	500 g	Pronto para Entregar
690011	AGAR CETRIMIDA -BK049HA	500 g	Pronto para Entregar
690212	AGAR CFC-BK118HA	500 g	Por Encomienda
690028	AGAR CLED -BK020	500 g	Pronto para Entregar
690202	AGAR CLOSTRIDIUM -BK090HA	500 g	Por Encomienda

Códigos	Descripción	Embalaje	
690243	CN AGAR PARA PSEUDOMONAS-BK165HA	500 g	Por Encomienda
690260	AGAR COLIFORMES CROMOGÉNICO (CCA)-BK204HA	500 g	Por Encomienda
690073	AGAR COLUMBIA -BK019HA	500 g	Por Encomienda
690251	COMPASS ENTEROBACTER SAKAZAKII -BK188HA	500 g	Por Encomienda
690014	COMPASS LISTERIA AGAR-BK192HA	500 g	Pronto para Entregar
690252	COMPASS® BACILLUS CEREUS AGAR-BK189HA	500 g	Pronto para Entregar
690264	COMPASS® CC AGAR-BK210HA	500 g	Pronto para Entregar
690259	COMPASS® ECC AGAR -BK202HA	500 g	Por Encomienda
690249	COMPASS® ENTEROCOCCUS AGAR-BK183HA	500 g	Pronto para Entregar
690085	AGAR DEXTROSA TRIPTONA (DTA)-BK042HA	500 g	Pronto para Entregar
690244	DG 18 AGAR -BK170HA	500 g	Pronto para Entregar
690006	AGAR DICLORAN ROSA BENGALA CLORANFENICOL (DRBC)-BK198HA	500 g	Pronto para Entregar
690033	AGAR ENDO -BK057HA	500 g	Pronto para Entregar
690032	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (LEVINE)-BK056HA	500 g	Pronto para Entregar
690092	CALDO ETIL VIOLETA AZIDA (FORMULACIÓN LITSKY)-BK061HA	500 g	Por Encomienda
690095	CALDO EUGON-BK068HA	500 g	Por Encomienda
690224	AGAR EUGON LT 100 -BK137HA	500 g	Por Encomienda
690225	CALDO EUGON LT 100 -BK138HA	500 g	Por Encomienda
690066	AGAR EXTRACTO DE CARNE -BK006HA	500 g	Por Encomienda
690236	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA -BK153HA	500 g	Por Encomienda
690261	CALDO EXTRACTO DE MALTA DE ORIGEM VEGETAL-BK205GC	5 Kg	Por Encomienda
690262	CALDO EXTRACTO DE MALTA DE ORIGEN VEGETAL-BK205HA	500 g	Por Encomienda
690076	HÍGADO CON GLICOSA 0,6% (MEAT LIVER GLUCOSE 0.6% AGAR)-BK024HA	500 g	Por Encomienda
690238	AGAR HÍGADO GLICOSA -BK157HA	500 g	Por Encomienda
690017	CALDO FRASER-BK115HA	500 g	Pronto para Entregar
690240	GIOLOTTI Y CANTONI CON TWEEN® 80 CALDO-BK	500 g	Por Encomienda
690067	AGAR GLICOSA CLORANFENICOL -BK007HA	500 g	Por Encomienda
690250	CALDO GLUTAMATO -BK186HA	500 g	Por Encomienda

¿Por qué esperar 5 días para tener el resultado?

Método SYMPHONY Ágar Recuento de Moho y Levaduras en 54h

Dilución (1:10)* de la muestra en Agua Peptonada Tamponada (BK131) u otro diluyente - conforme NF EN ISO 6887
*hacer diluciones en serie según la necesidad

Stomacher
1mL o 0,1ml

SYMPHONY® Agar
(BK227)

Incubación: 54h a 72h

Recuento



Rápido
resultado
en 54h.

Fácil
diferenciación
clara entre
Mohos y
Levaduras;

Eficiente
crecimiento selectivo
de M&L en muestras
independientemente
de la aw.

Confiable
validación AFNOR
Alimentos y
Ración.



Conforme
atiende las
especificaciones de
la RDC331 y IN60 -
ANVISA 2019

Códigos	Descripción	Embalaje	
690245	CALDO HALF FRASER -BK173GC	5 Kg	Por Encomienda
690022	CALDO HALF FRASER-BK173HA	500 g	Por Encomienda
690034	AGAR HEKTOEN ENTÉRICO -BK067HA	500 g	Pronto para Entregar
690023	AGAR IRIS SALMONELLA®-BK212HA	500 g	Pronto para Entregar
690220	AGAR KF STREPTOCOCCUS-BK132HA	500 g	Pronto para Entregar
690081	AGAR KLIGLER-BK034HA	500 g	Por Encomienda
690368	CALDO LACTOSA-BK082HA	500 g	Pronto para Entregar
690093	AGAR LACTOSA DESOXYCOLATO 0,1%-BK062HA	500 g	Por Encomienda
690094	AGAR LACTOSA DESOXYCOLATO-BK065HA	500 g	Pronto para Entregar
690082	AGAR LACTOSA DRIGALSKI-BK036HA	500 g	Por Encomienda
690075	AGAR LACTOSA PÚRPURA DE BROMOCRESOL-BK023HA	500 g	Por Encomienda
690213	LACTOSA PÚRPURA DE BROMOCRESOL CALDO-BK119HA	500 g	Por Encomienda
690226	CALDO LACTOSA SULFITO (LS)-BK140HA	500 g	Por Encomienda
690253	CALDO LAURIL CON VANCOMICINA (MLST)-BK190HA	500 g	Por Encomienda
690210	CALDO LEB-BK112HA	500 g	Por Encomienda
690012	M17 AGAR-BK088HA	500 g	Pronto para Entregar
690005	MACCONKEY AGAR-BK050HA	500 g	Pronto para Entregar
690207	CALDO MACCONKEY-BK107HA	500 g	Pronto para Entregar
690232	MACCONKEY-SORBITOL CT-SMAC AGAR BASE-BK147HA	500 g	Por Encomienda
690086	MALTE AGAR -BK045HA	500 g	Por Encomienda
690200	MAYEUX SANDINE ELLIKER AGAR (MSE)-BK087HA	5 Kg	Por Encomienda
690027	MEDIO TIOGLICOLATO CON RESAZURINA-BK017HA	690027	Pronto para Entregar
690201	MRS AGAR -BK089HA	500 g	Por Encomienda
690096	CALDO MRS-BK070GC	5 Kg	Por Encomienda
690097	CALDO MRS-BK070HA	500 g	Por Encomienda
690246	CALDO MRS DE ORIGEN VEGETAL-BK176HA	500 g	Por Encomienda
690031	MUELLER HINTON AGAR-BK048HA	500 g	Pronto para Entregar
690208	CALDO MUELLER HINTON-BK108HA	500 g	Por Encomienda

Códigos	Descripción	Embalaje	
690223	CALDO MULLER KAUFFMANN TETRACIONATO (MKTTN)-BK135HA	500 g	Por Encomienda
690263	CALDO MULLER KAUFFMANN TETRACIONATO CON NOVIOBIOCINA -BK208HA	500 g	Pronto para Entregar
690042	NUTRIENTE 2% ÁGAR-BK185HA	500 g	Pronto para Entregar
690065	NUTRIENTE CALDO-BK003HA	500 g	Pronto para Entregar
690209	OXFORD AGAR-BK110HA	500 g	Por Encomienda
690088	OXITETRACICLINA GLICOSA AGAR (OGA)-BK053HA	500 g	Pronto para Entregar
690039	PALCAM AGAR-BK145HA	500 g	Pronto para Entregar
690038	PLATE COUNT AGAR - AGAR ESTANDAR DE RECUENTO (PCA)-BK144HA	500 g	Pronto para Entregar
690229	PLATE COUNT AGAR - AGAR ESTANDAR DE RECUENTO (PCA)-BK144GC	5 Kg	Por Encomienda
690241	PLATE COUNT AGAR (PCA) CON LECHE-BK161HA	500 g	Por Encomienda
690247	R2A AGAR -BK179HA	500 g	Por Encomienda
690222	RAPPAPORT VASSILIADIS SEMISÓLIDO (MSRV)-BK134HA	500 g	Por Encomienda
690254	RAPPAPORT VASSILIADIS SEMISÓLIDO (MSRV)-BK191HA	500 g	Por Encomienda
690204	RCM CALDO-BK094HA	500 g	Por Encomienda
690080	ROGOSA AGAR-BK033HA	500 g	Por Encomienda
690234	AGAR ROSA BENGALA CLORANFENICOL -BK151HA	500 g	Por Encomienda
690001	SABOURAUD AGAR-BK025HA	500 g	Pronto para Entregar
690077	SABOURAUD CON CLORANFENICOL AGAR-BK027HA	500 g	Por Encomienda
690002	AGAR SAL MANITOL -BK030HA	500 g	Pronto para Entregar
690074	SALMONELA - SHIGELLA (SS) AGAR-BK022HA	500 g	Por Encomienda
690078	AGAR SANGRE (TSA BASE)-BK028HA	500 g	Por Encomienda
690257	SESAME DETECCIÓN DE SALMONELLA-BK195HA	500 g	Por Encomienda
690083	SLANETZ AND BARTLEY AGAR -BK037HA	500 g	Por Encomienda

COMPASS® *Listeria*

Método rápido para detección de *Listeria spp.* y detección y enumeración de *Listeria monocytogenes*.

- ✓ **Rápido:** resultados negativos con liberación de lote en 40h para pesquisa y 48h para recuento.
- ✓ **Confiable:** validación AFNOR - alimentos y muestras ambientales;
- ✓ **Conforme:** atiende la legislación Brasileña;
- ✓ **Económico:** no precisa equipamiento de detección, solo dos medios de cultivo;
- ✓ **Fácil:** medio cromogénico de fácil lectura; se puede usar también para análisis, según la ISO 11290-1.



25g muestra + 225mL Half Fraser (BK133 + BS030)

Stomacher

Incubación: 18h-24h

100µL

Agar Compass *Listeria*® (BK192 + BS070 y BS071)

Incubación: 12h-48h

Lectura

Negativo:
Liberación

Positivo:
Confirmación



Compass® Bacillus cereus



RESULTADO EN
24 HORAS

Dilución (1:10)* de la muestra en Agua Peptonada
Tamponada (BK131) u otro diluyente - conforme NF EN
ISO 6887

*Hacer diluciones en serie, según la necesidad

Stomacher
1mL o 0,1 mL

COMPASS® *Bacillus cereus* Agar
(BK189) + COMPASS® *Bacillus cereus*
Suplemento Selectivo (BS085 o BS069)

Incubación: de 24h a 27h

Recuento de las colonias típicas



No precisa
Confirmación

Fácil
lectura

En conformidad con
la RDC331 y IN60 -
ANVISA 2019.

Permite
inoculación en
superficie y en
profundidad.

Método validado por
AFNOR BKR 23/06-02/10 -
Alimentos y Ración.

Códigos	Descripción	Embalaje	
690217	AGAR SLANETZ Y BARTLEY - BK129HA	500 g	Por Encomienda
690206	AGAR DE SUERO DE NARANJA (OSA)-BK103HA	500 g	Por Encomienda
690024	SYMPHONY® AGAR-BK227HA	500 g	Pronto para Entregar
690230	TBX AGAR-BK146HA	500 g	Pronto para Entregar
690231	TBX AGAR-BK146HM	500 g	Pronto para Entregar
690084	TCBS AGAR -BK040HA	500 g	Pronto para Entregar
690214	TERGITOL AGAR -BK123HA	500 g	Pronto para Entregar
690043	AZÚCAR TRIPLE DE HIERRO AGAR (TSI)-BK221HA	500 g	Pronto para Entregar
690242	TRIPTOFANO AGAR -BK163HA	500 g	Por Encomienda
690004	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA AGAR (TSA)BK047HA	500 g	Pronto para Entregar
690087	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA CALDO (TSB)-BK046GC	5 Kg	Por Encomienda
690248	TRIPTONA CASEÍNA DE SOJA DE ORIGEN VEGETAL-CALDO-BK180HA	500 g	Por Encomienda
690044	TRIPTONA DE SOJA CON EXTRACTO DE LEVADURA AGAR (TSYEA)-BK224HA	500 g	Pronto para Entregar
690064	TRIPTONA SULFITO NEOMICINA AGAR (TSN)-BK001HA	500 g	Por Encomienda
690030	TRIPTOSE SULFITO CICLOSERINA AGAR (TSC)-BK031HA	500 g	Pronto para Entregar
690233	CALDO TSB MODIFICADO - BK150HA	500 g	Por Encomienda
690211	CALDO UVM - BK113HA	500 g	Por Encomienda
690203	VERDE BRILLANTE AGAR (FORMULACIÓN EDEL Y KAMPELMACHER)	500 g	Por Encomienda
690098	VERDE BRILLANTE AGAR (FORMULACIÓN KRISTENSEN)-BK071HA	500 g	Por Encomienda
690026	ROJO VIOLETA BILIS GLICOSA AGAR (VRBG)-BK011HA	500 g	Pronto para Entregar
690013	ROJO VIOLETA BILIS LACTOSA AGAR (VRBL)-BK152HA	500 g	Pronto para Entregar
690235	VRBL AGAR-BK152GC	5 Kg	Por Encomienda
690205	WILKINS-CHALGREN AGAR-BK101HA	500 g	Por Encomienda
690069	WORT AGAR-BK013HA	500 g	Por Encomienda
690021	XILOSA LISINA DESOXICOLATO AGAR (XLD)-BK168HA	500 g	Pronto para Entregar
690016	XLD AGAR-BK058HA	5 Kg	Por Encomienda
690237	XLT4 AGAR-BK156HA	500 g	Por Encomienda



Códigos	Descripción	Embalaje	
691002	CITRATO DE AMONIO Y HIERRO 5% SUPLEMENTO-BS05908	CX 10 viales 90mL	Por Encomienda
690328	CITRATO DE AMONIO Y HIERRO 5% SUPLEMENTO-BS06208	CX 07 tubos 50mL	Por Encomienda
690312	CLORANFENICOL 50 MG SUPLEMENTO SELECTIVO-BS02108	CX 10 viales	Por Encomienda
690315	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIO 12,5 MG (TTC)-BS02608	CX 10 viales	Pronto para Entregar
690316	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIO 50 MG (TTC)-BS02708	CX 10 viales	Pronto para Entregar
691003	COMPASS LISTERIA SUPLEMENTO PARA ENRIQUECIMIENTO-BS07008	CX 08 viales (QSP 1L)	Pronto para Entregar
691004	COMPASS LISTERIA SUPLEMENTO SELECTIVO BS07108	CX 08 viales (QSP 1L)	Pronto para Entregar
690330	COMPASS® BACILLUS CEREUS SUPLEMENTO SELECTIVO-BS06908	CX 10 viales (QSP 100mL)	Pronto para Entregar
690334	COMPASS® BACILLUS CEREUS SUPLEMENTO SELECTIVO-BS08508	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
690333	COMPASS® CC AGAR SUPLEMENTO SELECTIVO-BS08408	CX 10 viales (QSP 500mL)	Por Encomienda
690337	D- CICLOSERINA SUPLEMENTO -BS09408	CX 01 vial 50 ML (p/ 5L)	Por Encomienda
690335	D-CICLOSERINA SUPLEMENTO -BS09208	CX 10 viales 90mL	Por Encomienda
691006	D-CICLOSERINA SUPLEMENTO SELECTIVO 200 MG-BS00608	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
691005	EGG YOLK SUPLEMENTO CON POLIMIXINA -BS05508	CX 10 viales 50mL	Por Encomienda
690327	EGG YOLK SUPLEMENTO CON TELURITO-BS06008	CX 10 viales (QSP 50mL)	Por Encomienda
690329	EGG YOLK SUPLEMENTO-BS06608	CX 10 viales 50mL	Por Encomienda
691009	FRASER SUPLEMENTO SELECTIVO-BS03108	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
690311	GENTAMICINA 25 MG SUPLEMENTO SELECTIVO-BS00908	CX 10 viales	Pronto para Entregar
691008	HALF FRASER SUPLEMENTO SELECTIVO-BS03008	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
690550	HALF FRASER SUPLEMENTO SELECTIVO-BS03208	CX 08 viales (QSP 2,25L)	Por Encomienda
690332	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO -BS07808	CX 10 viales 50ml	Por Encomienda
690331	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO QSP 225 ML-BS07708	120 pastillas	Pronto para Entregar
690336	IRIS SALMONELLA® SUPLEMENTO QSP 90 ML-BS09308	120 tabletas	Por Encomienda

Códigos	Descripción	Embalaje	
690314	MUG 50 MG SUPLEMENTO-BS02408	CX 10 viales	Por Encomienda
690319	NOVOBIOCINA 10 MG SUPLEMENTO SELECTIVO-BS03308	CX 10 viales	Por Encomienda
690326	NOVOBIOCINA 40 MG SUPLEMENTO SELECTIVO-BS05608	CX 08 viales (QSP 2,5L)	Por Encomienda
690541	OXFORD SUPLEMENTO SELECTIVO (CCCFA)-BS00308	CX 10 viales (QSP500mL)	Por Encomienda
690542	OXITETRACICLINA 50 MG SUPLEMENTO SELECTIVO-BS00808	CX 10 viales (QSP 550mL)	Por Encomienda
691001	PALCAM SUPLEMENTO SELECTIVO-BS00408	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
690325	PALCAM SUPLEMENTO SELECTIVO-BS04908	CX 08 viales (QSP 2,5L)	Por Encomienda
690702	PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO-BR00208	CX 10 viais p/ 20 reacciones	Por Encomienda
691007	POLIMIXINA B SUPLEMENTO SELECTIVO-BS00708	CX 10 viales (QSP 500mL)	Pronto para Entregar
690540	SAL MARINA SINTÉTICA -BR00308	100 gramos	Por Encomienda
690701	SOLUCIÓN DE RINGER CON 1/4 DE CONCENTRACIÓN-BR00108	100 pastillas	Por Encomienda
690549	SULFAMETAZINA 25 MG SUPLEMENTO SELECTIVO -BS02808	CX 08 viales (QSP 500mL)	Por Encomienda
690321	SUPLEMENTO DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO-BS03608	CX 01 vial 900mL	Por Encomienda
690552	SUPLEMENTO PARA AGAR BAIRD PARKER FIBRINÓGENO (RPF)-BS03408	CX 08 viales (QSP 500mL)	Por Encomienda
690323	SUPLEMENTO PARA AGAR BAIRD PARKER FIBRINÓGENO (RPF)-BS03808	CX 01 vial 500ml	Por Encomienda
690322	SUPLEMENTO PARA CEFIXIME TELURITO CT-SMAC-BS03708	CX 10 viales (QSP 500mL)	Por Encomienda
690545	SUPLEMENTO SELECTIVO PSEUDOMONAS (CFC)-BS02208	CX 10 viales (QSP 500mL)	Por Encomienda
690324	TERGITOL 4 SUPLEMENTO SELECTIVO-BS03908	CX 10 viales (QSP 50mL)	Por Encomienda



+55 41 3661 9001

comercial@laborclin.com.br

laborclin_ib laborclin laborclin

@laborclinprodutosparalaboratorios

R. Casemiro de Abreu, 521
Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-210

