



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

### Laborclin Produtos para Laboratórios

Rua Cassemiro de Abreu, 521 – Vargem Grande

83.321-210 – Pinhais/PR

Telefone/Fax: 0xx – 41 – 3661-9044 SAC: 0800-410027

e-mail: [sac@laborclin.com.br](mailto:sac@laborclin.com.br) Home page: [www.laborclin.com.br](http://www.laborclin.com.br)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código LB: **551020/551018**

Produto: **ASO LATEX DIRETO**

Embalagem: Kit 100 testes (551020) e 50 testes (551018)

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO DE INGREDIENTES

Cada kit contém:

Aso Direto – suspensão de partículas de látex revestidas com Estreptolisina-O em tampão glicina pH 8,2. Contém Azida Sódica a 0,1%.

- Controle ASO Negativo: pool de soros de origem humana não reagentes ao ASO. Contém 0,1 % de Azida Sódica

- Controle Artri Positivo: Soro de origem humana sensível ao ASO. Contém 0,1% de Azida Sódica.

Ingredientes perigosos: O único componente potencialmente tóxico é a Azida Sódica, porém em concentração (0,1%) insuficiente para causar efeitos mais pronunciados.

## 4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Efeitos adversos à saúde: Eventualmente podem ser observadas reações do tipo alérgicas a algum dos componentes individuais da formulação. Apesar de testados contra doenças infecto-contagiosas do tipo SIDA/AIDS e Hepatite B, recomenda-se cautela na manipulação destes materiais.

## 5. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Pele/mucosas/olhos: Lavar o local com água em abundância e procurar auxílio médico no caso de reações do tipo alérgicas.

## 6. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Em caso de incêndio: Utilizar CO<sub>2</sub>, pó químico seco ou água.  
Equipamentos de proteção específicos: Não requeridos.

**7. MEDIDAS DE CONTROLE EM CASOS DE DERRAMAMENTO E VAZAMENTO**

No caso de quebra ou rompimento de embalagem absorver o material com serragem ou papel e depois providenciar seu descarte conforme normas internas do laboratório..

**8. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

Manipulação: O manuseio do produto pelo usuário final deve ser feito com o uso de EPI comuns ao laboratório (jaleco e luvas).

Armazenamento: Armazenar sob refrigeração (entre 2-8 °C). Manter afastado de produtos químicos voláteis em particular agentes oxidantes e/ou desinfetantes.

Transporte: Efetuar o transporte adotando os cuidados usuais e não expondo o produto a extremos de temperatura. Pode permanecer por até 72 horas em temperatura ambiente, para fins de transporte.

**9. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Não aplicável.

**10. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Estado físico: O reagente apresenta-se como líquido branco de aspecto opalescente. O Controle negativo é amarelado e ligeiramente opalescente. O controle positivo é límpido e incolor.

**11. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

Estabilidade: Produto estável nas condições indicadas de armazenamento.

Evitar: Extremos de temperatura e contato com produtos voláteis.

Produtos de decomposição: Não aplicável

**12. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

Quando utilizado em condições adequadas, este produto não apresenta nenhum potencial tóxico.

**13. MEIO AMBIENTE**

Ecotoxicidade: Não existem estudos sobre a ecotoxicidade deste produto.

**14. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

Descarte: Descartar o produto conforme legislação sanitária vigente e normas internas, ou em conformidade com os procedimentos técnicos do usuário.

**15. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Adotar os cuidados usuais. Em caso de acidentes, o produto não oferece nenhuma periculosidade.

**16. REGULAMENTAÇÕES**

Não aplicável

**17. INFORMAÇÕES SOBRE ESTE DOCUMENTO**

Primeira edição: Atual

Dados revisados: Não aplicável

Revisões executadas: Não aplicável

**18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

FISPQ emitidas por fornecedores das matérias primas utilizadas na elaboração do produto.