



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

### **Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.**

Rua Cassemiro de Abreu, 521 – Vargem Grande

CEP 83.321-210 – Pinhais/PR

Telefone/Fax: (41) 3661-9044 / 3661-9085 SAC: 0800-410027

e-mail: [sac@laborclin.com.br](mailto:sac@laborclin.com.br) Site: [www.laborclin.com.br](http://www.laborclin.com.br)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**572001 - TIOS.SODIO-10mg-FR150mL-ESTERIL-PC 100FR**

**572004 - TIOS.SODIO-20mg-FR200mL-ESTERIL-PC 100FR**

**900374 - TIOS.SODIO-30mg-FR350mL-ESTERIL-PC 50FR**

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO DE INGREDIENTES

### **572001 - TIOS.SODIO-10mg-FR150mL-ESTERIL-PC 100FR**

Frasco PET de 150mL com tampa, contendo 10mg de Tiossulfato de sódio, com menisco para 100 mL, em pacotes com 100 potes.

### **572004 - TIOS.SODIO-20mg-FR200mL-ESTERIL-PC 100FR**

Frasco PET de 200mL com tampa, contendo 20mg de Tiossulfato de sódio, com menisco para 100 mL, em pacotes com 100 potes.

### **900374 - TIOS.SODIO-30mg-FR350mL-ESTERIL-PC 50FR**

Frasco PET de 350mL com tampa, contendo 30mg de Tiossulfato de sódio, em pacotes com 50 potes.

Ingredientes perigosos: Nenhum dos componentes da formulação é considerado perigoso, nas quantidades presentes.

## 4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Ingestão: pode causar irritação gástrica somente se ingerido em quantidades significativas podendo causar náuseas, vômitos e possivelmente diarreia;

Inalação: como o produto não se decompõe na forma gasosa é extremamente inconcebível sua inalação;

Contato com a pele: não havendo lesão na pele o produto não causa nenhuma reação em indivíduos normais sem nenhum histórico de alergias;

Contato com os olhos: pode causar irritação, avermelhamento e até dor (deve ser lavado imediatamente com água corrente).

## 5. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Ingestão: não provocar vômito, dar água a vítima. Chamar/encaminhar ao médico;

Inalação: remova a vítima da área contaminada para local arejado. Mantenha as zonas respiratórias livres, removendo dentes postigos (chapas), se tiver. Chamar/encaminhar ao médico;



Pele: remover roupas contaminadas. Lavar com água corrente abundante;  
Olhos: não friccionar. Remover lentes de contato se tiver. Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Encaminhar ao oftalmologista, se irritação persistir.

## 6. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Fogo: não inflamável. Se envolvido por fogo, pode emitir gases sulfurosos;  
Explosão: não considerado possuir risco de explosão;  
Meios de extinção: usar qualquer meio para extinção do fogo circunvizinho. Procurando evitar que a água usada para extinção seja canalizada para esgotos ou vias fluviais, caso isto aconteça não causará grandes danos, pois o produto é usado como anticloro.

## 7. MEDIDAS DE CONTROLE EM CASOS DE DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Ventile a área do derramamento, mantenha as pessoas desnecessárias e desprotegidas longe da área de derramamento, use de preferência equipamento de proteção. Contenha num dique com areia para evitar que se esparrame. Absorva com material inerte para tratamento posterior. Não misture com outros produtos químicos.

## 8. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manipulação: O manuseio do produto pelo usuário final deve ser feito com o uso de EPI comuns ao laboratório (jaleco e luvas).

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado de produtos químicos voláteis em particular agentes oxidantes e/ou desinfetantes.

Transporte: Efetuar o transporte adotando os cuidados usuais e não expondo o produto a extremos de temperatura.

## 9. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual (EPIs): aconselhável o uso de luvas de proteção e óculos de ampla visão, apenas como medida preventiva;  
Sistema de ventilação: não aplicável  
Manter o local próximo de uma pia, lava olhos e chuveiro.

## 10. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:

### **572001 - TIOS.SODIO-10mg-FR150mL-ESTERIL-PC 100FR**

Frasco PET de 150mL com tampa, contendo 10mg de Tioissulfato de sódio, com menisco para 100 mL, em pacotes com 100 potes.

### **572004 - TIOS.SODIO-20mg-FR200mL-ESTERIL-PC 100FR**

Frasco PET de 200mL com tampa, contendo 20mg de Tioissulfato de sódio, com menisco para 100 mL, em pacotes com 100 potes.

**900374 - TIOS.SODIO-30mg-FR350mL-ESTERIL-PC 50FR**

Frasco PET de 350mL com tampa, contendo 30mg de Tiossulfato de sódio, em pacotes com 50 potes.

**11. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

Estabilidade: Produto estável nas condições indicadas de armazenamento.  
Evitar: Extremos de temperatura e contato com produtos voláteis.

**12. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

Quando utilizado em condições adequadas, este produto não apresenta nenhum potencial tóxico.

**13. MEIO AMBIENTE**

Ecotoxicidade: Não existem estudos sobre a ecotoxicidade deste produto. Pode ser considerado não agressivo ao meio ambiente.

**14. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

Descarte: Descartar o produto conforme legislação sanitária vigente e normas internas, ou em conformidade com os procedimentos técnicos do usuário.

**15. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Adotar os cuidados usuais. Em caso de acidentes, o produto não oferece nenhuma periculosidade.

**16. REGULAMENTAÇÕES**

Não aplicável

**17. INFORMAÇÕES SOBRE ESTE DOCUMENTO**

Primeira edição: 12/2009  
Dados revisados: formatação dos códigos e descrições  
Revisões executadas: 02/2010

**18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

**FISPQ emitidas por fornecedores das matérias primas utilizadas na elaboração do produto.**