



FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto **COMPRIMIDO AZIDIOL**

Data de revisão **20.11.18**

Versão **01**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Identificação do Produto

Código LB: **610903**

Produto: **COMPRIMIDO AZIDIOL-FR 250g**

Embalagem: Frascos de plástico contendo 250 g, peso dos comprimidos entre 41 e 50mg.

1.2 Aplicação

Conservante bacteriostático para amostras de leite cru destinadas a contagem celular somática (CCS).

1.3 Fornecedor

Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.

Rua Casemiro de Abreu, 521 – Vargem Grande

CEP 83.321-210 – Pinhais/PR

SAC: 0800-410027

e-mail: sac@laborclin.com.br Site: www.laborclin.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Classificação: Não irritante a pele.

Pictograma: Não exigidas

Palavra de advertência: Não exigidas

Frase de perigo: Não exigidas

Frase de precaução: Não exigidas

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO DE INGREDIENTES

Frasco contendo 250g, peso dos comprimidos entre 41 e 50mg, contendo azida sódica e cloranfenicol, suficiente para conservar 40 mL de leite.

Ingredientes perigosos: Nenhum dos componentes da formulação é considerado perigoso, nas quantidades presentes.

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Ingestão: pode causar irritação gástrica somente se ingerido em quantidades significativas podendo causar náuseas, vômitos e possivelmente diarreia;

Inalação: como o produto não se decompõe na forma gasosa é extremamente inconcebível sua inalação;

Contato com a pele: não havendo lesão na pele o produto não causa nenhuma reação em indivíduos normais sem nenhum histórico de alergias;



FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto **COMPRESSO AZIDOL**

Data de revisão **20.11.18**

Versão **01**

Contato com os olhos: pode causar irritação, avermelhamento e até dor (deve ser lavado imediatamente com água corrente).

5. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Ingestão: não provocar vômito, dar água a vítima. Chamar/encaminhar ao médico;

Inalação: remova a vítima da área contaminada para local arejado. Mantenha as zonas respiratórias livres, removendo dentes postigos (chapas), se tiver. Chamar/encaminhar ao médico;

Pele: remover roupas contaminadas. Lavar com água corrente abundante;

Olhos: não friccionar. Remover lentes de contato se tiver. Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Encaminhar ao oftalmologista, se irritação persistir.

6. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Fogo: não inflamável. Se envolvido por fogo, pode emitir gases sulfurosos;

Explosão: não considerado possuir risco de explosão;

Meios de extinção: usar qualquer meio para extinção do fogo circunvizinho. Procurando evitar que a água usada para extinção seja canalizada para esgotos ou vias fluviais, caso isto aconteça não causará grandes danos, pois o produto é usado como anticloro.

7. MEDIDAS DE CONTROLE EM CASOS DE DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

Ventile a área do derramamento, mantenha as pessoas desnecessárias e desprotegidas longe da área de derramamento, use de preferência equipamento de proteção. Contenha num dique com areia para evitar que se esparrame. Absorva com material inerte para tratamento posterior. Não misture com outros produtos químicos.

8. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manipulação: O manuseio do produto pelo usuário final deve ser feito com o uso de EPI comuns ao laboratório (jaleco, luvas e óculos).

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado de produtos químicos voláteis em particular agentes oxidantes e/ou desinfetantes.

Transporte: Efetuar o transporte adotando os cuidados usuais e não expondo o produto a extremos de temperatura.

9. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual (EPIs): aconselhável o uso de luvas de proteção e óculos de ampla visão, apenas como medida preventiva;

Sistema de ventilação: não aplicável.

10. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: frasco contendo 250g, peso dos comprimidos entre 41 e 50mg, contendo azida sódica e cloranfenicol. Comprimidos de coloração azulada.

11. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Produto estável nas condições indicadas de armazenamento.

Evitar: Extremos de temperatura e contato com produtos voláteis.

Produtos de decomposição: Não aplicável

12. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Quando utilizado em condições adequadas, este produto não apresenta nenhum potencial tóxico.

13. MEIO AMBIENTE

Ecotoxicidade: Não existem estudos sobre a ecotoxicidade deste produto. Pode ser considerado não agressivo ao meio ambiente.

14. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Descarte: Descartar o produto conforme legislação sanitária vigente e normas internas. No caso do produto ter sido utilizado em cultura de microrganismos, o descarte deverá ser feito após a esterilização do mesmo em autoclave a 121°C por 15 minutos, ou em conformidade com os procedimentos técnicos do usuário.

15. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Adotar os cuidados usuais. Em caso de acidentes, o produto não oferece nenhuma periculosidade.

16. REGULAMENTAÇÕES

Não aplicável

17. INFORMAÇÕES SOBRE ESTE DOCUMENTO

As informações contidas neste documento representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e literatura técnica. Qualquer outro uso do produto que envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utiliza processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário.

FISPQ emitidas por fornecedores das matérias primas utilizadas na elaboração do produto.

FISPQ de acordo com a NBR 14725-4:2014.



FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO QUÍMICO

Producto: **TABLETA AZIDIOL**

Fecha de revisión: **20.11.18**

Versión: **01**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Identificación del producto

Código LB: **610903**

Producto: **TABLETA AZIDIOL-FR 250g**

Empaque: Envases de plástico con 250g, peso de las tabletas entre 41 y 50mg.

1.2 Aplicación

Conservante bacteriostático para muestras de leche cruda destinadas al conteo de células somáticas (CCS).

1.3 Proveedor

Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.

Rua Cassemiro de Abreu, 521 - Vargem Grande

CEP [código postal] 83.321-210 - Pinhais/PR

SAC [servicio de atención al cliente]: 0800-410027

Correo electrónico: sac@laborclin.com.br Sitio: www.laborclin.com.br

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación: No irritante de la piel.

Pictograma: No se requiere

Palabra de advertencia: No se requiere

Frase de peligro: No se requiere

Frase de precaución: No se requiere

3. COMPOSICIÓN Y INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Frasco conteniendo 250g, peso de las tabletas entre 41 y 50mg, conteniendo azida sódica y cloranfenicol, suficiente para conservar 40 mL de leche.

Ingredientes peligrosos: Ningún de los componentes de la formulación se considera peligroso, en las cantidades presentes.

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Ingestión: puede causar irritación gástrica solamente si ingerido en cantidades significativas, pudiendo causar náuseas, vómitos y posiblemente diarrea;

Inhalación: como el producto no se descompone en la forma gaseosa es extremadamente inconcebible su inhalación;

Contacto con la piel: no habiendo lesión en la piel el producto no provoca ninguna reacción en individuos normales sin ningún histórico de alergias;

Contacto con los ojos: puede causar irritación, enrojecimiento y hasta dolor (se debe lavar inmediatamente con agua corriente).

5. MEDIDAS DE PRIMEROS SOCORROS

Ingestión: no provocar vómito, ofrecer agua a víctima. Llamar/encaminar al médico;

Inhalación: remueva la víctima del área contaminada para local aireado. Mantenga las zonas respiratorias libres, removiendo dientes postizos (placas), si haya. Llamar/encaminar al médico;

Piel: remover ropas contaminadas. Lavar con agua corriente abundante;

Ojos: no frotar. Remover los lentes de contacto, si haya. Lavar con agua corriente por 15 minutos como mínimo. Encaminar al oftalmólogo, si la irritación persista.

6. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Fuego: no inflamable. Si envuelto por fuego, puede emitir gases sulfurosos;

Explosión: no se considera haber riesgo de explosión;

Medios de extinción: usar cualquier medio para extinción del fuego circundante. Buscándose evitar que el agua usada para extinción sea canalizada para alcantarillados o vías fluviales, si esto ocurra no producirá grandes daños, porque el producto es usado como anti cloro.

7. MEDIDAS DE CONTROLE EN CASOS DE DERRAMAMIENTO Y FUGA

Ventile el área del derramamiento, mantenga las personas desnecesarias y desprotegidas lejos del área de derramamiento, lleve de preferencia equipamiento de protección. Contenga en un dique con arena para evitar que se esparrame. Absorba con material inerte para tratamiento posterior. No mezcle con otros productos químicos.

8. MANOSEO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: El manoseo del producto por el usuario final debe realizarse con el uso de EPI comunes al laboratorio (bata, guantes y gafas).

Almacenamiento: Almacenar en temperatura ambiente. Mantener lejos de productos químicos volátiles, en particular agentes oxidantes y/o desinfectantes.

Transporte: Efectuar el transporte adoptando los cuidados usuales y no exponiendo el producto a extremos de temperatura.

9. CONTROLE DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipamiento de protección individual (EPIs): se aconseja el uso de guantes de protección y gafas de amplia visión, solamente como medida preventiva;

Sistema de ventilación: no aplicable.



FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO QUÍMICO

Producto: **TABLETA AZIDIOL**

Fecha de revisión: **20.11.18**

Versión: **01**

10. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: frasco conteniendo 250g, peso de las tabletas entre 41 y 50mg, conteniendo azida sódica y cloranfenicol. Tabletetas de coloración azulada.

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Producto estable en las condiciones indicadas de almacenamiento.

Evitar: Extremos de temperatura y contacto con productos volátiles.

Productos de descomposición: No aplicable.

12. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Cuando utilizado en condiciones adecuadas, este producto no presenta ningún potencial tóxico.

13. MEDIO AMBIENTE

Ecotoxicidad: No existen estudios sobre la ecotoxicidad de este producto. Se puede considerar no agresivo al medio ambiente.

14. CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Desecho: Desechar el producto según legislación sanitaria vigente y normas internas. En el caso del producto haber sido utilizado en cultivo de microorganismos, el desecho deberá realizarse después de la esterilización del mismo en autoclave al 121°C por 15 minutos, o en conformidad con los procedimientos técnicos del usuario.

15. INFORMACIONES DE TRANSPORTE

Adoptar los cuidados usuales. En caso de accidentes, el producto no ofrece ninguna peligrosidad.

16. REGULACIONES

No aplicable.

17. INFORMACIONES SOBRE ESTE DOCUMENTO

La información contenida en este documento representa los datos actuales y refleja con exactitud nuestro conocimiento sobre el manejo apropiado de este producto, bajo condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones presentadas en el empaque y literatura técnica. Cualquier otro uso del producto que implique o no el uso combinado con otro producto, o que utilice proceso diverso de lo indicado es de responsabilidad exclusiva del usuario.

FISPQ emitidas por proveedores de las materias primas utilizadas en la elaboración del producto.

FISPQ según NBR 14725-4:2014.